

Ф.И.О. ребенка:

Тел./Адрес доставки:


Примечания:

## БЛАНК ЗАКАЗА ADVANTAGE

Особенности:




Мягкая подвеска



Фиксатор  
коляски



Ножной тормоз



Рычаг для  
регуливки  
угла наклона  
колена



Адаптивная  
подножка



Система BSS  
(при наклоне  
спинки сиденье  
выдвигается  
вперёд)

**Сиденье EASyS Advantage + шасси Advantage,**  
(поворотные передние колеса с блокировкой)

Размер 1

Артикул: 6205/4

**373 200 руб.**

Размер 2

Артикул: 6405/4

**396 400 руб.**



## Кресло EASyS Advantage

Технические характеристики:

EASYS ADVANTAGE	размер 1	размер 2
Глубина сиденья	19 - 30 см	27 - 38 см
Ширина сиденья	19 - 31 см	25 - 37 см
Высота спинки	41.5 - 68 см	55 - 74 см
Длина голени	17.5 - 29 см	21 - 37 см
Угол бедра	90° - 180°	90° - 180°
Угол колена	90° - 180°	90° - 180°
Угол стопы	78° - 100°	78° - 100°
Диапазон поворота сиденья	180°	180°
Наклон сиденья (по напр-ю движ-я)	-10° - 35°	-10° - 35°
Наклон сиденья (лицом к лицу)	0° - 35°	0° - 35°
Направляющая бедер (Ш x В)	23 x 12 см	30 x 15 см
Подножка (Ш x Г)	28 x 18 см	32 x 21 см
Вес сиденья	9 кг	10.4 кг
Вес пользователя max	35 кг	40 кг
Рост пользователя	90-120 см	120-150 см



Базовая комплектация:

- подголовник
- абдуктор
- поручень
- держатели стоп
- навес
- боковые поддержки
- 4-точечный тазовый ремень
- корзина мягкая (max 5 кг)



\*выберите нужный Вам цвет обивки



красный



серый



зеленый



синий



розовый

## Шасси Advantage A

(поворотные передние колеса с фиксатором поворота)



Технические характеристики:

EASyS Advantage	размер 1	размер 2
Высота ручки	71,5 - 117 см	71,5 - 117 см
Габариты (Д x Ш x В) только шасси	99,5 x 59,5 x 96 см	107 x 69 x 108 см
Габариты (Д x Ш x В) в сложенном виде	81 x 59,5 x 38 см	81 x 69 x 38 см
Габариты (Д x Ш x В) с сиденьем	99,5 x 59,5 x 114 см	107 x 69 x 120 см
Габариты (Д x Ш x В) в сложенном виде	82 x 59,5 x 42,5 см	86 x 69 x 55 см
Размер колес поворотных (передние)	18 см	18 см
Размер колес ( задние)	25 см	25 см
Вес (без сиденья)	9.8 кг	10.9 кг
Вместимость корзины max	5 кг	5 кг
Вместимость max (с сиденьем)	50 кг	55 кг

Абдуктор

Размер 1  
 Артикул: 6620/6  
 16 860 руб.

Размер 2  
 Артикул: 6720/6  
 17 500 руб.



Поручень

Размер 1  
 Артикул: 6621/5  
 10 100 руб.

Размер 2  
 Артикул: 6721/5  
 12 030 руб.



\*входит в базовую комплектацию

\*входит в базовую комплектацию

Столик, черный

Размер 1, 2  
 Артикул: 6650  
 19 900 руб.



Столик, прозрачный, регулируется по углу наклона

Размер 1  
 Артикул: 6628/1  
 45 940 руб.

Размер 2  
 Артикул: 6728/1  
 48 100 руб.



Боковые поддержки с ремнем

Размер 1, 2  
 Артикул: 6633/2  
 35 805 руб.



Боковые поддержки

Размер 1  
 Артикул: 6634/6  
 30 030 руб.

Размер 2  
 Артикул: 6734/6  
 30 930 руб.



\*входит в базовую комплектацию

Держатели стоп

Артикул: 6648/2  
 7 350 руб.



Накладка для голени

Артикул: 6635/5  
 6 460 руб.



\*входит в базовую комплектацию

Подголовник

Размер 1  
 Артикул: 6624/6  
 25 730 руб.

Размер 2  
 Артикул: 6724/6  
 26 360 руб.



Подголовник, гибкий

Размер 1, 2  
 Артикул: 6623/1  
 24 200 руб.



\*входит в базовую комплектацию

Обивка для держателя рамы подножки

Размер 1  
 Артикул: 6230  
 2 800 руб.



Накладки на раму

Размер 1  
 Артикул: 6622/6  
 11 030 руб.



2-точечный тазовый ремень

Размер 1  
 Артикул: 8420/1  
 9 560 руб.

Размер 2  
 Артикул: 8470/1  
 13 760 руб.



4-точечный тазовый ремень

Размер 1  
 Артикул: 8421/1  
 12 760 руб.

Размер 2  
 Артикул: 8471/1  
 13 970 руб.



\*входит в базовую комплектацию

Ремни для разведения ног

Размер 1  
 Артикул: 6614/6  
 13 760 руб.

Размер 2  
 Артикул: 6714/6  
 14 500 руб.



### Нагрудный ремень-бабочка, широкий

Размер S  
 Артикул: 6616/6  
 13 760 руб.



Размер M  
 Артикул: 6617/6  
 13 760 руб.

Размер L  
 Артикул: 6717/6  
 14 500 руб.

Нагрудный ремень-бабочка, широкий		Размер S	Размер M	Размер L
Item code		6616/6	6617/6	6717/6
A		18.5 cm / 7.3"	25 cm / 9.8"	25.5 cm / 10"
B		30 cm / 11.8"	33.5 cm / 13.2"	45 cm / 17.7"
C		16 cm / 6.3"	18.5 cm / 7.3"	23 cm / 9.1"
D		14 cm / 5.5"	17 cm / 6.7"	22 cm / 8.7"
E		11.5 cm / 4.5"	10.5 cm / 4.1"	11.5 cm / 4.5"
F		18 cm / 7.1"	21.5 cm / 8.5"	25 cm / 9.8"

### Нагрудный ремень-бабочка, узкий

Размер S  
 Артикул: 6385/3  
 16 910 руб.



Размер M  
 Артикул: 6585/3  
 17 640 руб.

Нагрудный ремень-бабочка, узкий		Размер S	Размер M
Item code		6385/3	6585/3
A		12 cm / 4.7"	18 cm / 7.1"
B		21 cm / 8.3"	33 cm / 13"
C		11.5 cm / 4.5"	15 cm / 5.9"
D		9.5 cm / 3.7"	18 cm / 7.1"
E		6 cm / 2.4"	10 cm / 3.9"
F		21 cm / 8.3"	27 cm / 10.6"

### H-образный ремень с накладкой

Размер 1, 2  
 Артикул: 6629/5  
 10 080 руб.



H-образный ремень		Размер S	Размер M
Артикул		6629/7	6629/7
Размер наплечников		5 x 15 cm / 2 x 5.9"	5 x 15 cm / 2 x 5.9"
Длина плечевого ремня		60 cm / 23.6"	60 cm / 23.6"
Длина поясного ремня		40 cm / 15.7"	40 cm / 15.7"
Цвет		Чёрный	Чёрный

### Нагрудный жилет

Размер S  
 Артикул: 6631/51  
 14 700 руб.



Размер M  
 Артикул: 6632/51  
 14 700 руб.

Размер L  
 Артикул: 6731/51  
 15 960 руб.

Нагрудный жилет		Размер S	Размер M	Размер L
Артикул		6631/6	6632/6	6731/6
Размер мягкой части (ш x в)		33 x 30 cm 13 x 11.8"	38 x 35 cm 15 x 13.8"	44 x 41 cm 17.3 x 16.1"
Длина верхнего ремня		65 cm / 25.6"	65 cm / 25.6"	65 cm / 25.6"
Цвет		Чёрный	Чёрный	Чёрный

**Зимний мешок**

Размер 1  
 Артикул: 6618/5  
 37 400 руб.

Размер 2  
 Артикул: 6718/5  
 39 800 руб.



**Дождевик, прозрачный**

Размер 1  
 Артикул: 6739  
 14 700 руб.



**Навес с мешком для ног, прозрачный**

Размер 1  
 Артикул: 6638/1  
 24 840 руб.



\*только в сочетании с солнцезащитным и дождевым козырьком

**Навес с мешком для ног**

Размер 1  
 Артикул: 6637/6  
 44 730 руб.



**Навес**

Размер 1  
 Артикул: 6637/61  
 28 670 руб.



\* входит в базовую комплектацию

**Зонтик**

Размер 1  
 Артикул: 6594/2  
 10 710 руб.



**Сумка для аксессуаров**

Размер 1  
 Артикул: 6639/41  
 7 980 руб.



Корзина для оборудования (max 5 кг)

Размер 1  
 Артикул: 6294/1  
 30 030 руб.

Размер 2  
 Артикул: 6494/1  
 31 870 руб.



Корзина для оборудования	Размер S	Размер M
Артикул	6294/1	6494/1
Размер	38 x 3 x 39 см 15 x 1.2 x 15.4"	43 x 3 x 39 см 16.9 x 1.2 x 15.4"

\*для шасси Advantage A

Комплект пневматических колес

Размер 1  
 Артикул: 6647/1  
 47 460 руб.



\*для шасси Advantage A

Опрокидыватель

Артикул: 6750/2  
 7 050 руб.



Дополнительная обивка

красный



Размер 1  
 Артикул: 6247

20 220 руб.

серый



Размер 1  
 Артикул: 6245

20 220 руб.


зеленый



Размер 1  
 Артикул: 6249

20 220 руб.

синий



Размер 1  
 Артикул: 6248

20 220 руб.

розовый



Размер 1  
 Артикул: 6246

20 220 руб.

Размер 2  
 Артикул: 6447

23 580 руб.

Размер 2  
 Артикул: 6445

23 580 руб.

Размер 2  
 Артикул: 6449

23 580 руб.

Размер 2  
 Артикул: 6448

23 580 руб.

Размер 2  
 Артикул: 6446

23 580 руб.

## Модификация с домашней рамой

### Комнатное шасси Advantage Q (Hi - Low)

Артикул: 6666/6

**200 500 руб.**

Технические характеристики:



#### EASyS Advantage

Наклона сиденья	- 7° - 31°
Высота сиденья	29 - 69 см
Размер колес (передние)	100 мм
Размер колес (задние с тормозом)	100 мм
Габариты (Д x Ш x В)	76 x 54 x 25 - 62 см
Вес (без сиденья)	13.5 кг
Вместимость max	50 кг

### Адаптер для шасси Q

Артикул: 6295/1

**16 700 руб.**

\*небходим в сочетании с шасси Advantage Q

### Толкатель для шасси Q

Размер 1

Артикул: 6660/1

**45 000 руб.**



Примечания:

Итого: руб.