

Ф.И.О. ребенка:

Тел./Адрес доставки:

Примечания:

БЛАНК ЗАКАЗА Modular S

Сиденье EASyS Modular S + комнатная рама Q (Hi-Low)

Размер 1

Артикул: 6210/1 + 6666/6

396 350 руб.

Размер 2

Артикул: 6410/1 + 6666/6

418 400 руб.



Особенности:





Регулировка угла наклона рамы от -7 до +31°



Ножные педали для регулировки угла наклона и высоты



Регулировка высоты рамы от 29 до 69 см



Рама адаптируется под 1 и 2 размер

Кресло EASyS Modular S

Технические характеристики:

EASyS Modular	размер 1	размер 2
Глубина сиденья	16 - 30.5 см	24 - 38 см
Ширина сиденья	19 - 28 см	25 - 34.5 см
Высота спинки	26 - 42 см	32 - 52 см
Длина голени	17.5 - 30 см	22 - 36.5 см
Угол бедра	90° - 140°	90° - 140°
Угол колена	90° - 180°	90° - 180°
Угол стопы	78° - 100°	78° - 100°
Высота сиденья	29 - 69 см	29 - 69 см
Наклона сиденья (по напр. движ-я)	от -7° до +31°	от -7° до +31°
Направляющая для бедер (Ш x В)	21 x 10 см	29 x 12 см
Размер подножки (Ш x Г)	29 x 18 см	33 x 21 см
Вес сиденья	8.8 кг	11 кг
Вес пользователя max	35 кг	40 кг



Базовая комплектация:

- подголовник, регулируемый
- абдуктор
- держатели стоп
- поручень
- боковые поддержки
- 4-точечный тазовый ремень
- рама Q (hi-low)
- адаптер к раме Q



*выберите нужный Вам цвет обивки



красный



серый



зеленый



синий



розовый

Комнатная рама Q (Hi - Low)

Технические характеристики:

EASyS Advantage

Наклон сиденья	от -7° до + 31°
Высота сиденья	29 - 69 см
Размер колес (передние)	100 мм
Размер колес (задние с тормозом)	100 мм
Габариты (Ш x В x Д)	54 x 59 x 73 см
Вес (без сиденья)	13.5 кг
Вместимость max	50 кг



Адаптер для шасси Q

*небходим в сочетании с шасси Advantage Q

Толкатель для шасси Q

Размер 1

Артикул: 6660/1

45 000 руб.



Подголовник, оболочка

Размер 1,2

Артикул: 6261/1

39 800 руб.



Подголовник, опора для шеи

Размер 1,2

Артикул: 6262/1

39 800 руб.



Подголовник, регулируемый

Размер 1, 2

Артикул: 6267

48 670 руб.



*входит в базовую комплектацию

Абдуктор

Размер 1
 Артикул: 6620/6
 16 860 руб.

Размер 2
 Артикул: 6720/6
 17 500 руб.



*входит в базовую комплектацию

Обивка для держателя рамы подножки

Размер 1
 Артикул: 6230
 2 800 руб.



Поручень

Размер 1
 Артикул: 6621/5
 10 100 руб.

Размер 2
 Артикул: 6721/5
 12 030 руб.



*входит в базовую комплектацию

Боковые поддержки с ремнем

Размер 1, 2
 Артикул: 6633/2
 35 805 руб.



Боковые поддержки

Размер 1
 Артикул: 6634/6
 30 030 руб.

Размер 2
 Артикул: 6734/6
 30 930 руб.



*входит в базовую комплектацию

Столик, черный

Размер 1, 2
 Артикул: 6650
 19 900 руб.



Столик, прозрачный, регулируется по углу наклона

Размер 1
 Артикул: 6628/1
 45 940 руб.

Размер 2
 Артикул: 6728/1
 48 100 руб.



Держатели стоп

Артикул: 6648/2
7 350 руб.



Накладка для голени

Артикул: 6635/5
6 460 руб.



* входит в базовую комплектацию

2-точечный тазовый ремень

Размер 1
Артикул: 8420/1
9 560 руб.



Размер 2
Артикул: 8470/1
13 760 руб.

4-точечный тазовый ремень

Размер 1
Артикул: 8421/1
12 760 руб.



Размер 2
Артикул: 8471/1
13 970 руб.

*входит в базовую комплектацию

Ремни для разведения ног

Размер 1
Артикул: 6614/6
13 760 руб.

Размер 2
Артикул: 6714/6
14 500 руб.



Нагрудный ремень-бабочка, широкий

Размер S
 Артикул: 6616/6
 13 760 руб.

Размер M
 Артикул: 6617/6
 13 760 руб.

Размер L
 Артикул: 6717/6
 14 500 руб.



Нагрудный ремень-бабочка, широкий		Размер S	Размер M	Размер L
Item code		6616/6	6617/6	6717/6
A		18.5 cm / 7.3"	25 cm / 9.8"	25.5 cm / 10"
B		30 cm / 11.8"	33.5 cm / 13.2"	45 cm / 17.7"
C		16 cm / 6.3"	18.5 cm / 7.3"	23 cm / 9.1"
D		14 cm / 5.5"	17 cm / 6.7"	22 cm / 8.7"
E		11.5 cm / 4.5"	10.5 cm / 4.1"	11.5 cm / 4.5"
F		18 cm / 7.1"	21.5 cm / 8.5"	25 cm / 9.8"

Нагрудный ремень-бабочка, узкий

Размер S
 Артикул: 6385/3
 16 910 руб.

Размер M
 Артикул: 6585/3
 17 640 руб.



Нагрудный ремень-бабочка, узкий		Размер S	Размер M
Item code		6385/3	6585/3
A		12 cm / 4.7"	18 cm / 7.1"
B		21 cm / 8.3"	33 cm / 13"
C		11.5 cm / 4.5"	15 cm / 5.9"
D		9.5 cm / 3.7"	18 cm / 7.1"
E		6 cm / 2.4"	10 cm / 3.9"
F		21 cm / 8.3"	27 cm / 10.6"

H-образный ремень с накладкой

Размер 1, 2
 Артикул: 6629/5
 10 080 руб.



H-образный ремень		Размер S	Размер M
Артикул		6629/7	6629/7
Размер наплечников		5 x 15 cm / 2 x 5.9"	5 x 15 cm / 2 x 5.9"
Длина плечевого ремня		60 cm / 23.6"	60 cm / 23.6"
Длина поясного ремня		40 cm / 15.7"	40 cm / 15.7"
Цвет		Чёрный	Чёрный

Нагрудный жилет

Размер S Артикул:
 6631/51
 14 700 руб.

Размер M
 Артикул: 6632/51
 14 700 руб.

Размер L
 Артикул: 6731/51
 15 960 руб.



Нагрудный жилет		Размер S	Размер M	Размер L
Артикул		6631/6	6632/6	6731/6
Размер мягкой части (ш x в)		33 x 30 cm 13 x 11.8"	38 x 35 cm 15 x 13.8"	44 x 41 cm 17.3 x 16.1"
Длина верхнего ремня		65 cm / 25.6"	65 cm / 25.6"	65 cm / 25.6"
Цвет		Чёрный	Чёрный	Чёрный

Дополнительная обивка

красный



Размер 1
Артикул: 6242

20 220 руб.

Размер 2
Артикул: 6442

23 580 руб.

серый



Размер 1
Артикул: 6240

20 220 руб.

Размер 2
Артикул: 6440

23 580 руб.

зеленый




Размер 1
Артикул: 6244

20 220 руб.

Размер 2
Артикул: 6444

23 580 руб.

синий



Размер 1
Артикул: 6243

20 220 руб.

Размер 2
Артикул: 6443

23 580 руб.

розовый



Размер 1
Артикул: 6241

20 220 руб.

Размер 2
Артикул: 6441

23 580 руб.

Примечания:

Итого: руб.

Модификация с прогулочным шасси

Шасси Advantage A

Размер 1
 Артикул: 6202/3
222 230 руб.

Размер 2
 Артикул: 6402/ 3
228 060 руб.



Технические характеристики:

EASyS Advantage	размер 1	размер 2
Высота ручки	71,5 - 117 см	71,5 - 117 см
Габариты (Д x Ш x В) только шасси	99,5 x 59,5 x 96 см	107 x 69 x 108 см
Габариты (Д x Ш x В) в сложенном виде	81 x 59,5 x 38 см	81 x 69 x 38 см
Габариты (Д x Ш x В) с сиденьем	99,5 x 59,5 x 114 см	107 x 69 x 120 см
Габариты (Д x Ш x В) в сложенном виде	82 x 59,5 x 42,5 см	86 x 69 x 55 см
Размер колес поворотных (передние)	18 см	18 см
Размер колес (задние)	25 см	25 см
Вес (без сиденья)	9.8 кг	10.9 кг
Вместимость корзины max	5 кг	5 кг
Вместимость max (с сиденьем)	50 кг	55 кг

Аксессуары для прогулочного шасси

Накладки на раму

Размер 1
 Артикул: 6622/6
11 030 руб.



Зимний мешок

Размер 1
 Артикул: 6618/5
 37 400 руб.

Размер 2
 Артикул: 6718/5
 39 800 руб.



Дождевик, прозрачный

Размер 1
 Артикул: 6739
 14 700 руб.



Навес с мешком для ног, прозрачный

Размер 1
 Артикул: 6638/1
 24 840 руб.



*только в сочетании с солнцезащитным и дождевым козырьком

Навес с мешком для ног

Размер 1
 Артикул: 6637/6
 44 730 руб.



Навес

Размер 1
 Артикул: 6637/61
 28 670 руб.



Зонтик

Размер 1
 Артикул: 6594/2
 10 710 руб.



Сумка для аксессуаров

Размер 1
 Артикул: 6639/41
 7 980 руб.



Корзина

Размер 1
 Артикул: 6294/1
 30 030 руб.

Размер 2
 Артикул: 6494/1
 31 870 руб.

*для шасси Advantage A



Корзина для оборудования	Размер S	Размер M
Артикул	6294/1	6494/1
Размер	38 x 3 x 39 см 15 x 1.2 x 15.4"	43 x 3 x 39 см 16.9 x 1.2 x 15.4"

Комплект пневматических колес

Размер 1
 Артикул: 6647/1
 47 460 руб.



*для шасси Advantage A

Опрокидыватель

Размер 1
 Артикул: 6750/2
 7 050 руб.



Примечания:

Итого: руб.

Суммарно модификация *комнатная + прогулочная*

Итого: руб.