

Ф.И.О. ребенка:

Тел./Адрес доставки:

Примечания:

БЛАНК ЗАКАЗА

RECARO

Monza Nova 2 Reha

Итого: руб.

Особенности:

- ✓ 11-кратная регулировка подголовника по высоте



- ✓ боковые накладки




- ✓ Модель Seatfix со встроенными рычагами Isofix



- ✓ надувная воздушная подушка, встроенная в подголовник



- ✓ 5-точечный ремень безопасности



- ✓ протестировано согласно ECE-R44/04



Технические характеристики:

RECARO MONZA NOVA 2 REHA

Глубина сиденья	30 см
(с увеличенной глубиной)	43 см
Ширина сиденья	(перед) 27 см
	(зад) 24 см
Высота спинки (сиденье)	60-77 см
Высота плеч (ребенок)	33-48 см
Длина голени (подставка для ног уст-на на поворотной пластине)	23 - 42 см
Длина голени (подставка для ног уст-на на сиденье)	18.5-37.5см
Габариты (Ш x В x Г)	54 x 66 x 42 см
Вес сиденья	7 кг
Вместимость	15 - 50 кг
Рост ребенка	94 - 150см



☐ **Recaro Monza Nova 2Reha**
 Артикул: (801)
230 423 руб.



☐ чёрный



☐ морозный голубой



☐ бензин



☐ серый

- ☐ Адаптер для подножки с поворотной платформой

Артикул: (820/2)

55 521 руб.



*при заказе поворотной платформы следует выбирать (819) или (818)!!!

- ☐ Адаптер для подножки и глубины сиденья

Артикул: (821/2)

43 030 руб.



- ☐ Задние стабилизаторы

*требуется при использовании поворотной платформы

Артикул: (816)

5 552 руб.



*требуется при использовании поворотной платформы

- ☐ Подушка для увеличени^W глубины сиденья (+13 см)

Артикул: (808)

50 247 руб.



*подушку для увеличения глубины сиденья и подножку нельзя использовать одновременно!!!

- ☐ Подставка для ног, длинная
*глубина 18см,
регулируемый угол наклона

Артикул: (805)

44 417 руб.



- ☐ Подставка для ног, короткая
*глубина 12см,
регулируемый угол наклона

Артикул: (806)

41 364 руб.



- ☐ Стабилизация спереди

Артикул: (817)

17 490 руб.



*рекомендуется при использовании «Seatfix», не требуется при использовании подставки для ног

- ☐ Соединение Isofix
 Артикул: (818)
 14 714 руб.



- ☐ Зажимная дуга
 Артикул: (819)
 2 776 руб.



- ☐ Клин для сиденья, снаружи
 Артикул: (810)
 16 101 руб.



*клин для сиденья и поворотную платформу
 нельзя использовать одновременно!!!

- ☐ Клин для сиденья, внутри
 Артикул: (809)
 21 653 руб.



- ☐ Столик
 Артикул: (811)
 40 808 руб.




- ☐ Защитный коврик для кресла автомобиля
 Артикул: (814)
 6 386 руб.



- ☐ Жилет для ремня
 безопасности
 Артикул: (823)
 8 606 руб.



- ☐ Мягкие накладки для ремня
 безопасности (пара)
 Артикул: (815)
 2 221 руб.



- ☐ Соединитель
 нагрудных ремней
 Артикул: (423)
 1 248 руб.



Примечания:

Итого: руб.