

Ф.И.О. ребенка:

Тел./Адрес доставки:



Примечания:

БЛАНК ЗАКАЗА Swiftly 1

проверь подсчет

Итого: руб.

Особенности:



Swiftly размер 1
с транспортировочным
креплением




Артикул: 6806/5

256 620 руб.



Базовая комплектация:

- 5-точечный ремень
- Абдуктор
- Поручень-ограничитель
- Блокировка передних колес
- Корзина (max 3 кг)
- Полиуретановые колеса
- Держатели стоп
- Транспортировочное крепление



Технические характеристики:

	Swiftly 1	Swiftly 2
Ширина сиденья (с минимайзером)	(23 см)* 34 см	(29,5 см)* 39,5 см
Глубина сиденья (с минимайзером)	(17 см)* 22 см - 28,5 см	(24,5 см)* 34 см - 40 см
Мин. высота плеч (с минимайзером)	(26 см)* 37 см	(30 см)* 47 см
Высота спинки	62 см	70 см
Длина голени (с минимайзером)	(12 см)* 16 см - 33 см	(21 см)* 21 см - 37 см
Угол бедра	От 90° до 115°	От 90° до 115°
Угол стопы	90°	90°
Угол наклона сиденья	+15	+20°
Размер подножки (ШхГ)	31 x 18 см	31 x 20 см
Высота толкателя	80 - 119 см	82 - 124 см
Колеса передние (литые)	18 см	18 см
Колеса задние (литые)	25 см	25 см
Общая ширина	61 см	67 см
Габариты (ШхВхД)	61 x 102 x 98 см	67 x 113 x 98 см
Габариты в сложенном виде (Ш x В x Д)	61 x 38 x 73 см	67 x 49 x 79 см
Вес коляски	12,4 кг	18,6 кг
Максимальный вес пользователя	35 кг	50 кг
Рост пользователя	90-120 см	120-150 см

*с использованием минимайзера

Комплект подушек - минимайзер

чёрный

Артикул: 6834

48 250 руб.





красный

Артикул: 6834/1

48 250 руб.

Состоит из 4-х частей:

- подушка, уменьшающая глубину (1 шт.)
- боковые пилоты (2 шт.)
- подголовник (1 шт.)
- подушка для ног (1 шт.)




Подголовник, черный

Артикул: 6824
18 700 руб.




2-точечный ремень

Артикул: 8420/1
9 560 руб.



Боковые поддержки с ремнем

Артикул: 6633/2
35 805 руб.




Боковые поддержки

Артикул: 6634/6
30 050 руб.



Абдуктор

Артикул: 6620/6
16 860 руб.



*входит в базовую комплектацию

Поручень

Артикул: 6833/1
10 080 руб.



*входит в базовую комплектацию

Накладки на раму, черные

Артикул: 6622/6
11 030 руб.



Накладки на раму, красные

Артикул: 6622/7
11 030 руб.



Нагрудный жилет

Размер S
Артикул: 6631/51
14 700 руб.

Размер M
Артикул: 6632/51
14 700 руб.

Размер L
Артикул: 6731/51
15 960 руб.



Seat waistcoat	size S	size M	size L
Item code	6631/6	6632/6	6731/6
Upholstered surface (w x l)	33 x 30 cm 13 x 11.8"	38 x 35 cm 15 x 13.8"	44 x 41 cm 17.3 x 16.1"
Belt length, top	65 cm / 25.6"	65 cm / 25.6"	65 cm / 25.6"
Color	black	black	black

Нагрудный ремень-бабочка, узкий

Размер S
Артикул: 6385/3
16 910 руб.

Размер M
Артикул: 6585/3
17 650 руб.



Butterfly/chest harness, flexible	size S	size M
Item code	6385/3	6585/3
A	12 cm / 4.7"	18 cm / 7.1"
B	21 cm / 8.3"	33 cm / 13"
C	11.5 cm / 4.5"	15 cm / 5.9"
D	9.5 cm / 3.7"	18 cm / 7.1"
E	6 cm / 2.4"	10 cm / 3.9"
F	21 cm / 8.3"	27 cm / 10.6"

Нагрудный ремень-бабочка, широкий

Размер S
Артикул: 6616/6
13 760 руб.

Размер M
Артикул: 6617/6
13 760 руб.


Размер L
Артикул: 6717/6
14 500 руб.



Butterfly/chest harness	size S	size M	size L
Item code	6616/6	6617/6	6717/6
A	18.5 cm / 7.3"	25 cm / 9.8"	25.5 cm / 10"
B	30 cm / 11.8"	33.5 cm / 13.2"	45 cm / 17.7"
C	16 cm / 6.3"	18.5 cm / 7.3"	23 cm / 9.1"
D	14 cm / 5.5"	17 cm / 6.7"	22 cm / 8.7"
E	11.5 cm / 4.5"	10.5 cm / 4.1"	11.5 cm / 4.5"
F	18 cm / 7.1"	21.5 cm / 8.5"	25 cm / 9.8"

Ремни для разведения ног

Размер 1
Артикул: 6614/6
13 760 руб.



Держатели стоп

Артикул: 6648/2
7 350 руб.



***входит в базовую комплектацию**

Зимний мешок

Артикул: 6618/5
37 400 руб.



Дождевик, прозрачный

Артикул: 6739
14 700 руб.



Навес с мешком для ног, прозрачный

Артикул: 6638/1
24 850 руб.



* можно использовать только в сочетании с 6637/6 или 6637/61

Навес с мешком для ног

Артикул: 6637/6
44 750 руб.



Навес

Артикул: 6637/61
28 670 руб.



Зонтик

Артикул: 6594/2
10 710 руб.



Опрокидыватель

Артикул: 6829/1
7 050 руб.



Столик, прозрачный

Артикул: 6628/1
45 950 руб.



Корзина

Артикул: 6813
9 500 руб.



*входит в базовую комплектацию

Комплект пневматических колес, серые

Артикул: 6647/01
47 460 руб.



Примечания:

Итого:

руб.

