

Ф.И.О. ребенка:

Тел./Адрес доставки:

Примечания:

# БЛАНК ЗАКАЗА

# RECARO

## Monza Nova 2 Reha

### Комплект

Итого: руб.

#### Комплектация:

- ✓ Автокресло Recaro Monza 2



- ✓ Адаптер для подножки с поворотной платформой



- ✓ Задние стабилизаторы (пара)



- ✓ Подставка для ног, длинная



- ✓ Isotfix



- ✓ Столик



#### Технические характеристики:

#### RECARO MONZA NOVA 2 REHA

Глубина сиденья	30 см
	(с увеличенной глубиной) 43 см
Ширина сиденья	(перед) 27 см
	(зад) 24 см
Высота спинки (сиденье)	60-77 см
Высота плеч (ребенок)	33-48 см
Длина голени (подставка для ног уст-на на поворотной пластине)	23 - 42 см
Длина голени (подставка для ног уст-на на сиденье)	18.5-37.5 см
Габариты (Ш x В x Г)	54 x 66 x 42 см
Вес сиденья	7 кг
Вместимость	15 - 50 кг
Рост ребенка	94 - 150 см



**Recaro Monza Nova 2 Reha**  
**Комплект**  
**314 475 руб.**



чёрный



морозный голубой



бензин



серый

Адаптер для подножки с поворотной платформой

Артикул: (820/2)

55 521 руб.



\*при заказе поворотной платформы следует выбирать (819) или (818)!!!

**\*ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ**

Адаптер для подножки и глубины сиденья

Артикул: (821/2)

43 030 руб.



Задние стабилизаторы

\*требуется при использовании поворотной платформы

Артикул: (816)

5 552 руб.



\*требуется при использовании поворотной платформы

**\*ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ**

Подушка для увеличения глубины сиденья (+13 см)

Артикул: (808)

50 247 руб.



\*подушку для увеличения глубины сиденья и подножку нельзя использовать одновременно!!!

Подставка для ног, длинная

\*глубина 18см, регулируемый угол наклона

Артикул: (805)

44 417 руб.



**\*ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ**

Подставка для ног, короткая

\*глубина 12см, регулируемый угол наклона

Артикул: (806)

41 364 руб.



Стабилизация спереди

Артикул: (817)

17 490 руб.



\*рекомендуется при использовании «Seatfix», не требуется при использовании подставки для ног

Соединение Isofix

Артикул: (818)

14 714 руб.



\*ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ

Зажимная дуга

Артикул: (819)

2 776 руб.



Клин для сиденья, снаружи

Артикул: (810)

16 101 руб.



\*клин для сиденья и поворотную платформу нельзя использовать одновременно!!

Клин для сиденья, внутри

Артикул: (809)

21 653 руб.



Столик

Артикул: (811)

40 808 руб.



\*ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ

Защитный коврик для кресла автомобиля

Артикул: (814)

6 386 руб.



Жилет для ремня безопасности

Артикул: (823)


8 606 руб.



Мягкие накладки для ремня безопасности (пара)

Артикул: (815)

2 221 руб.



Соединитель нагрудных ремней

Артикул: (423)

1 248 руб.



Примечания:

Итого: руб.