

Ersatzteilliste / Spare parts list

Simplex Badeliege / Bath chair

Art. 9800021602000

Stand / status: 2022-01, technische Änderungen vorbehalten / subject to technical alterations



Ersatzteilliste / Spare parts list

Simplex Badeliege / Bath chair

Art. 9800021602000

Stand / status: 2022-01, technische Änderungen vorbehalten / subject to technical alterations

Alle Preise in € zzgl. der gesetzlichen MwSt. / All recommended prices in € plus VAT

Pos.	Art.-Nr. / Item code	Beschreibung	Description	Menge / Quantity
1	9700602160000	Netz für Badeliege	Net for bath chair	1
2	9700602220000	Kopfpolster für Badeliege	Head pillow for bath chair	1
3	9700602400010	Badeliegegestell (VA-Stahl)	Frame for bathing support (VA-steel)	1
4	*	Kappen für Badeliege, schwarz	Tops for bath chair, black	1

* auf Anfrage / on request