

Ф.И.О. ребенка:


Тел./Адрес доставки:

Примечания:

## БЛАНК ЗАКАЗА Swiftly 2

Итого: руб.

### Особенности:



### Swiftly размер 2

с транспортировочным креплением




Артикул: 6808

**289 305 руб.**



### Базовая комплектация:

- 5-точечный ремень
- Абдуктор
- Поручень-ограничитель
- Блокировка передних колес
- Корзина (max 3 кг)
- Полиуретановые колеса
- Держатели стоп
- Транспортировочное крепление



**Технические характеристики:**

	Swifty 1	Swifty 2
Ширина сиденья (с минимайзером)	(23 см)* 34см	(29,5 см)* 39,5 см
Глубина сиденья (с минимайзером)	(17 см)* 22 см - 28,5 см	(24,5 см)* 34 см - 40 см
Мин. высота плеч (с минимайзером)	(26 см)* 37 см	(30 см)* 47 см
Высота спинки	62см	70 см
Длина голени (с минимайзером)	(12 см)* 16 см - 33 см	(21см)* 21см - 37 см
Угол бедра	От 90° до 115°	От 90° до 115°
Угол стопы	90°	90°
Угол наклона сиденья	+15	+20°
Размер подножки (ШхГ)	31 x 18 см	31 x 20 см
Высота толкателя	80 - 119 см	82 - 124 см
Колеса передние (литые)	18 см	18 см
Колеса задние (литые)	25 см	25 см
Общая ширина	61 см	67 см
Габариты (ШхВхД)	61 x 102 x 98 см	67 x 113 x 98 см
Габариты в сложенном виде (Ш x В x Д)	61 x 38 x 73 см	67 x 49 x 79 см
Вес коляски	12,4 кг	18,6 кг
Максимальный вес пользователя	35 кг	50 кг

\*с использованием минимайзера

**Комплект подушек - минимайзер 2**

Артикул: 6836

48 250 руб.


Состоит из 4-х частей:

- подушка, уменьшающая глубину (1 шт.)
- боковые пилоты (2 шт.)
- подголовник (1 шт.)



Подушки, уменьшающие ширину сиденья, красные

Артикул: 6841/1  
18 380 руб.



\*ширина сиденья 29,5 см

Подушки, уменьшающие ширину сиденья, черные

Артикул: 6841  
18 380 руб.



\*ширина сиденья 29,5 см

Подголовник, черный

Артикул: 6837  
19 320 руб.



Подголовник, красный

Артикул: 6837/1  
19 320 руб.



Боковые поддержки с ремнем

Артикул: 6633/2  
35 805 руб.




Боковые поддержки

Артикул: 6734/6  
30 930 руб.



Абдуктор

Артикул: 6720/1  
17 500 руб.



Поручень

Артикул: 6721/5  
12 030 руб.



\*входит в базовую комплектацию

\*входит в базовую комплектацию

### Накладки на раму, черные

Артикул: 6622/6  
11 030 руб.



### Накладки на раму, красные

Артикул: 6622/7  
11 030 руб.



### Столик, прозрачный, регулируется по углу наклона

Артикул: 6728/1  
48 100 руб.



### Столик, черный

Артикул: 6650  
19 900 руб.



### Накладки на боковые упоры, красные

Артикул: 9700442011000  
10 100 руб.



### Держатели стоп

Артикул: 6648/2  
7 350 руб.



\*входит в базовую комплектацию

### Корзина


Артикул: 6835  
10 150 руб.



\*входит в базовую комплектацию

### 2-точечный ремень

Артикул: 8470/1  
13 760 руб.



### 4-точечный ремень

Артикул: 8471/1  
13 970 руб.



### Нагрудный жилет

Размер S  
 Артикул: 6631/51  
 14 700 руб.

Размер M  
 Артикул: 6632/51  
 14 700 руб.

Размер L  
 Артикул: 6731/51  
 15 960 руб.



Нагрудный жилет	Размер S	Размер M	Размер L
Артикул	<b>6631/6</b>	<b>6632/6</b>	<b>6731/6</b>
Размер мягкой части (ш × в)	33 x 30 см	38 x 35 см	44 x 41 см
	13 x 11.8"	15 x 13.8"	17.3 x 16.1"
Длина верхнего ремня	65 см / 25.6"	65 см / 25.6"	65 см / 25.6"
Цвет	Черный	Черный	Черный

### Нагрудный ремень-бабочка, широкий

Размер S  
 Артикул: 6616/6  
 13 760 руб.

Размер M  
 Артикул: 6617/6  
 13 760 руб.

Размер L  
 Артикул: 6717/6  
 14 500 руб.



Нагрудный ремень-бабочка, широкий	Размер S	Размер M	Размер L
Item code	<b>6616/6</b>	<b>6617/6</b>	<b>6717/6</b>
A	18.5 cm / 7.3"	25 cm / 9.8"	25.5 cm / 10"
B	30 cm / 11.8"	33.5 cm / 13.2"	45 cm / 17.7"
C	16 cm / 6.3"	18.5 cm / 7.3"	23 cm / 9.1"
D	14 cm / 5.5"	17 cm / 6.7"	22 cm / 8.7"
E	11.5 cm / 4.5"	10.5 cm / 4.1"	11.5 cm / 4.5"
F	18 cm / 7.1"	21.5 cm / 8.5"	25 cm / 9.8"

### Нагрудный ремень-бабочка, узкий

Размер S  
 Артикул: 6385/3  
 16 910 руб.

Размер M  
 Артикул: 6585/3  
 17 650 руб.




Нагрудный ремень-бабочка, узкий	Размер S	Размер M
Item code	<b>6385/3</b>	<b>6585/3</b>
A	12 cm / 4.7"	18 cm / 7.1"
B	21 cm / 8.3"	33 cm / 13"
C	11.5 cm / 4.5"	15 cm / 5.9"
D	9.5 cm / 3.7"	18 cm / 7.1"
E	6 cm / 2.4"	10 cm / 3.9"
F	21 cm / 8.3"	27 cm / 10.6"

### Ремни для разведения ног

Размер 1  
 Артикул: 6614/6  
 13 760 руб.

Размер 2  
 Артикул: 6714/6  
 14 500 руб.



Ремни для разведения ног	Размер S	Размер M
Артикул	<b>6614/6</b>	<b>6714/6</b>
Ширина задней обивки	21 cm / 8.3"	26.5 cm / 8.3"
Длина ремня	45 cm / 17.7"	45 cm / 17.7"
Цвет	черный	черный

Зимний мешок

Артикул: 6718/5  
39 800 руб.



Дождевик, прозрачный

Артикул: 6739  
14 700 руб.



Навес с мешком для ног, прозрачный

Артикул: 6638/1  
24 850 руб.



\* можно использовать только в сочетании с 6637/6 или 6637/61

Навес с мешком для ног

Артикул: 6637/6  
44 750 руб.



Навес

Артикул: 6637/61  
28 670 руб.



Комплект пневматических колес, черные

Артикул: 6671/1  
47 460 руб.



Опрокидыватель

Артикул: 6829/1  
7 050 руб.



Зонтик

Артикул: 6594/2  
10 710 руб.



Примечания:

Итого:

руб.

