

Ф.И.О. ребенка:

*Тел./Адрес* доставки:

Примечания:

# БЛАНК ЗАКАЗА HERCULES PRIME R129

Итого: руб.

### Особенности:

Мягкие накладки на плечевые ремни



✓ Быстро складывается до компактных размеров



Регулировка высоты спинки



 Быстросъёмная пряжка для плечевых ремней



Регулировка угла наклона спинки



# Технические характеристики:

Глубина сиденья	40 - 48 см		
Ширина сиденья	38 см		
Высота спинки	55 - 80 см		
Ширина спинки	45 см		
Высота плеч (направ-я ремня)	38 - 60 см		
Ширина плеч (направ-я ремня)	45 см		
Угол наклона (базовая модель)	0 °		
Угол наклона (с углом наклона осн-я 10 °)	0 ° / 2,5 ° / 5 ° / 7,5 ° / 10 °		
Угол наклона (с углом наклона осн-я 20 °)	12,5 ° / 15 ° / 17,5 ° / 20 °		
Длина голени	17 - 43 см		
Высота боковых поддержек	20 - 45 см		
Расстояние между бок. поддержками	41 см		
Габариты (шхвхг)	52 х 88 х 43 см		
Габариты в слож. виде (шхвхг)	55 x 21 x 60 см		
Вес сиденья (базовая модель)	12,3 кг		
Мах рост пользователя	130 - 180 см		
Мах вес пользователя	80 кг		



Thomashilfen Hercules Prime R129 Артикул: (9800004600000) 380 600 руб.

# Поместится ли кресло Hercules Prime R129 в мою машину?

При максимальной высоте спинки между подголовником и крышей автомобиля должно быть расстояние не менее 5 см / 2 дюйма, чтобы высокие пользователи могли комфортно использовать автокресло Hercules Prime R129



#### Базовая комплектация:

- Автокресло
- Подголовник
- Плечевые поддержки
- Мягкие накладки на тазовые упоры
- 5-ти точечный ремень
- Накладка на паховый ремень
- Направляющая ремня









Удлинитель глубины подголовника (+4 см) Артикул: 9800004960000 9 800 руб.



Дополнительное увеличение высоты кресла (+4 см) Артикул: 9800004950000

7 550 руб.



Абдуктор Артикул: 9800004121000 32 400 руб.



Боковые поддержки, узкие

Артикул: 9800004290000

32 700 руб.



!!! нельзя использовать вместе поддержки (9800004290000) и откидные поддержки (9800004051000)

Боковые поддержки, откидные, узкие Артикул: 9800004051000 55 100 руб.



Боковые поддержки, широкие

Артикул: 9800004280000

53 450 руб.



!!! нельзя использовать вместе поддержки (9800004280000) и откидные поддержки (9800004061000)

Боковые поддержки, откидные, широкие Артикул: 9800004061000 55 100 руб.





Подставка для ног, складная Артикул: 9800005540000 59 550 руб. Стабилизация спереди Артикул: 9800005550000 28 100 руб.

\*Функция наклона 10°(0°, 2.5°, 5°, 7.5°, 10°)

\*при заказе данной функции всегда указывайте необходимость ее установки заранее

айте

Не смонтирована Артикул: 9800004760000 37 450 руб.

Предварительно смонтирована Артикул: 9800004761000 37 450 руб.

\*Функция наклона от 12,5 до 20° (12.5°, 15°, 17.5°, 20°)



Артикул: 9800004770000 13 580 руб.

!!!! доступна только про заказе "Функция наклона  $10^{\circ}$ "

# Поворотная платформа



Не смонтирована Артикул: 9800004750000 55 900 руб.

Предварительно смонтирована Артикул: 9800004751000 55 900 руб.

\*при заказе данной функции всегда указывайте необходимость ее установки заранее

Адаптер Seatfix Артикул: 9800004790000 22 900 руб.



\*обязательная опция для стабилизации; Адаптер Seatfix и стабилизирующую дугу нельзя использовать вместе

Зажимная дуга Артикул: 9800004210000 15 600 руб.



Подушка для платформы Артикул: 9800005130000 13 450 руб.



\*подушка рекомендуется для автомобильных сидений с регулируемым механизмом регулировки сиденья, чтобы компенсировать контактную поверхность функциональной пластины и автомобильного сиденья

Соединитель нагрудных ремней Артикул: 9800004230000 1 850 руб.



Направляющая ремня с другой стороны Артикул: 9800004900000 17 100 руб.



Коврик для защиты кресла автомобиля Артикул: 9800008141000 7 050 руб.



Защитный чехол для сиденья

Артикул: 9800004970000 9 500 руб.



Защитная накладка на магнитном замке Артикул: 9800004340000 22 500 руб.



Передняя накладка Артикул: 9800004330000 4 200 руб.



Примечания:			
Итого:	руб.		