

Ф.И.О. ребенка:

Тел./Адрес доставки:

Примечания:

БЛАНК ЗАКАЗА

Recaro Axion

1 Reha

Итого: руб.

Особенности:

- ✓ Регулировка подголовника по высоте




- ✓ Боковые поддержки




- ✓ Модель Seatfix со встроенными рычагами Isofix



- ✓ Мягкий абдуктор в базовой комплектации



- ✓ Звуковая система в боковых панелях



- ✓ Протестировано согласно ECE R129/04



Технические характеристики:

Recaro Axion 1 Reha

Глубина сиденья	до пахового ремня	22 см
	до переднего края	34 см
Ширина сиденья		27 см
Высота спинки		55 - 75 см
Высота плеч		34 - 54 см
Ширина плеч		35 см
Габариты (Ш x В x Д)		52 x 63 x 39
Вес сиденья		см 6 кг
Вес пользователя (max)		50 кг
Рост ребёнка		100 - 150 см



Recaro Axion 1 Reha

Артикул: (557)

308 450 руб.



Чёрный



Оранжевый



Крепёжная пластина
Артикул: (530)

29 300 руб.



Обязательна при выборе 531, 532, 533, 534, 535

Поворотная платформа
Артикул: (534; 534/1)
86 300 руб.

вправо
влево



+

Подушка для платформы
Артикул: (513)
10 700 руб.



Адаптер для подножки
Артикул: (531)
30 650 руб.



Поворотная платформа
с наклоном 2.5° / 5° /
7.5° / 10°
Артикул: (535, 535/1)
105 800 руб.

вправо
влево



Адаптер для
подножки с Seatfix
Артикул: (532)
61 250 руб.



Наклон основания
2.5° / 5° / 7.5° / 10°
Артикул: (533)
89 100 руб.



Подставка для ног,
складная
регулируется по углу наклона
Артикул: (537)
61 250 руб.



Стабилизация спереди
Артикул: (538)
40 400 руб.



Боковые поддержки
регулируются по углу наклона
Артикул: (558)
36 200 руб.



Зажимная дуга
Артикул: (536)
15 350 руб.



Клин для сиденья, снаружи
Артикул: (810/4)
17 750 руб.




клин для сиденья и поворотную платформу
нельзя использовать одновременно!!!

Столик
Артикул: (559)
50 100 руб.



Абдуктор
Артикул: (539)
33 400 руб.



Увеличение
глубины сиденья
Артикул: (540)
36 200 руб.



Поддержка шеи
Артикул: (562)
30 650



Жилет для ремня
безопасности
Артикул: (826)
9 500 руб.



Головодержатель
Артикул: (561)
7 300 руб.



Соединитель
нагрудных ремней
Артикул: (423)
1 400 руб.



Защитный коврик
для автокресла
Артикул: (814/1)
7 300 руб.



Примечания:

Итого: руб.