



- Поддержка и безопасность без ограничений. Сочетание молнии и запирающихся пряжек ремня предотвращает опасное расстегивание ремня во время движения.
- Простота управления и быстрая смена транспортного средства делают Octopus идеальным компаньоном.
- Система увеличения: Спинка остается без изменений — жилеты размеров S и M легко заменяются!
- Сдержанный дизайн, обеспечивающий полную свободу движений.

Надёжная и удобная фиксация



Thomashilfen

THOMASHILFEN Octopus

Оборудование



Жилет с 7-точечной ремешком на сидении обеспечивает комфорт при сидении и оптимальную поддержку для вертикального положения верхней части тела.



Интегрированный промежуточная накладка уменьшает давление пряжки ремня на чувствительную область живота.



Направляющая для ремня в области плеча позволяет точно отрегулировать плечевые ремни, что помогает оптимально отрегулировать нагрудный и поясной ремни.

Аксессуары



Базовая спинка набор для быстрой смены транспортного средства: например, школьное такси, транспортные услуги, второй автомобиль. (Иллюстрация с направляющей для ремня в области плеча).



Комплект удлинителей ремней безопасности для автомобилей с ковшеобразными сиденьями, в которых нет зазора между сиденьем и спинкой.



Дышащая подушка сиденья обеспечивает максимальный комфорт и оптимальное расположение ремня, даже с альтернативными направляющими. Опционально с защитой от недержания.



Подголовник обеспечивает боковую поддержку головы с помощью регулируемых по высоте опорных подушек.

Размеры и вес	Octopus S	Octopus M
Жилет с 7-точечной ремешком на сидении (шхв)	33 x 41 см	42 x 42 см
Подушка спинки (шхв)	37 x 82 см	37 x 82 см
Рост пользователя	130 - 160 см	150 - 190 см
Вес тела пользователя	30 - 50 кг	50 - 80 кг

Основное оборудование:

Основная часть спинки; 7-точечный жилет для сиденья; направляющая для ремней в области плеч; нагрудный ремни; плечевые ремни; поясные ремни; паховый ремни; 3 ключа для пряжек ремней; спасательный молоток с резак для ремней; дышащая подкладка



Пожалуйста, обрати внимание: Реабилитационная система Octopus не классифицируется как страховочный ремень, а как медицинское устройство для позиционирования. Для соответствия требованиям безопасности, имеющийся страховочный ремень автомобиля ДОЛЖЕН ВСЕГДА быть Используется поверх страховочной системы Octopus. Такое сочетание обеспечивает дополнительную безопасность пользователя.

Thomashilfen

Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG · Walkmühlenstraße 1 · 27432 Bremervörde · Германия
Телефон: +49 (0)4761 886-63 или -68 · Факс: +49 (0)4761 886-19 · www.thomashilfen.com



НОВЫЙ

Рост пользователя
130 - 160 см (M)
150 - 190 см (M)
Вес тела пользователя
30 - 60 кг (C)
50 - 80 кг (M)

Оптимальное расположение для максимальной безопасности в автомобиле –
система ремней безопасности для детей, подростков и взрослых.

Thomashilfen Octopus

Thomashilfen

THOMASHILFEN OCTOPUS

Система ремней безопасности предлагает безопасное и удобное решение для размещения детей и взрослых в автомобиле.

Благодаря своему изысканному дизайну она обеспечивает вертикальное положение сидения и оптимальную поддержку в автомобиле.

Благодаря индивидуально регулируемым ремням безопасности и воздухопроницаемому чехлу Octopus обеспечивает максимальный комфорт, предотвращает непреднамеренное расстегивание и обеспечивает безопасную мобильность – идеально подходит для повседневной жизни и транспортировки в автомобиле.



Посмотрите видео: Как устанавливается система ремней безопасности Octopus в автомобиле

Повседневное использование



➔ 3-точечный ремень обеспечивает безопасность ВСЕГДА используйте вместе с 3-точечным ремнём безопасности автомобиля



Увеличивающаяся система обеспечивает быструю смену транспортного средства: базовые спинки остаются в автомобиле, заменяется только увеличивающееся 7-точечное сиденье размера S или размера M. **Большое преимущество:** несколько пользователей, например, в школьном транспорте, могут гибко использовать систему.



В случае аварии закреплённые ремни безопасности можно быстро перерезать с помощью входящего в комплект резака для ремней.

совет:

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ СИДЕНЬЕ
Фиксирующий ремень можно использовать с дополнительным сиденьем при весе тела до 30 кг.



7. ДЫШАЩАЯ ПОДУШКА СИДЕНЬЯ (АКСЕССУАРЫ)

Обеспечивает максимальный комфорт и оптимальные позиционирование ремня, даже с альтернативными направляющими ремня. Опционально с защитой от недержания.

Thomashilfen

1. ПРЯЖКИ

Семь запирающихся пряжек ремня обеспечивают ещё большую безопасность.

2. АДАПТАЦИЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ РЕМНЯ К ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ

Направляющая ремня в области плеча позволяет точно отрегулировать положение плечевого ремня. Высоту нагрудного и поясного ремней также можно оптимально отрегулировать под пользователя.

3. АДАПТАЦИЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ РЕМНЕЙ

Система ремней безопасности оснащена спинкой Ostopus, включающей оптимизированный ремень безопасности, который можно легко проложить и закрепить за спинкой автокресла.

4. ЖИЛЕТ С 7-ТОЧЕЧНОЙ ФИКСАЦИЕЙ СИДЕНЬЯ

Благодаря мягкому жилету пользователь может сидеть удобно и прямо, не теряя устойчивости.

✓ обеспечивает вертикальное положение сидения, что является предпосылкой для оптимальной работы 3-точечного ремня безопасности в транспортном средстве

✓ предотвращает постоянный наклон вперед или в сторону из-за слабого мышечного тонуса

5. БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОСТОТА ОБРАЩЕНИЯ

Сочетание молнии и пахового ремня с запирающейся пряжкой предотвращает опасное расстегивание ремней безопасности во время вождения. Молния посередине позволяет легко надевать и снимать жилет.

6. ПАХОВЫЙ РЕМЕНЬ

Паховая накладка со встроенным ремнем обеспечивает устойчивое положение таза и предотвращает скольжение.

GMFCS
Уровень
I-III

Рост пользователя
130 - 160 см (M)
150 - 190 см (M)
Вес тела пользователя
30 - 60 кг (C)
50 - 80 кг (M)