

Ф.И.О. ребенка:

Тел./Адрес доставки:

Примечания:

БЛАНК ЗАКАЗА Modular S

Сиденье EASyS Modular S + комнатная рама Z

Размер 1

Артикул: 6210/1 + 6691/6

330 200 руб.

Размер 2

Артикул: 6410/1 + 6691/6


341 250 руб.



Особенности:



Регулировка угла
наклона рамы
от -15 до +35°



Рама
адаптируется
под 1 и 2 размер



Регулировка
высоты рамы от
39 до 58.5 см



Тормоза на
задних колесах

Кресло EASyS Modular S

EASyS Modular	размер 1	размер 2
Глубина сиденья	16 - 30.5 см	24 - 38 см
Ширина сиденья	19 - 28 см	25 - 34.5 см
Высота спинки	26 - 42 см	32 - 52 см
Длина голени	17.5 - 30 см	22 - 36.5 см
Угол бедра	90° - 140°	90° - 140°
Угол колена	90° - 180°	90° - 180°
Угол стопы	78° - 100°	78° - 100°
Высота сиденья	39 - 58.5 см	39 - 58.5 см
Наклона сиденья (по напр. движ-я)	от -15° до +35°	от -15° до +35°
Направляющая для бедер (Ш x В)	21 x 10 см	29 x 12 см
Размер подножки (Ш x Г)	29 x 18 см	33 x 21 см
Вес сиденья	8.8 кг	11 кг
Вес пользователя max	35 кг	40 кг



Базовая комплектация:

- подголовник, регулируемый
- абдуктор
- боковые поддержки
- 4-точечный тазовый ремень
- держатели стоп
- поручень
- комнатная рама Z



*выберите нужный Вам цвет обивки




красный



серый



зеленый



синий



розовый

Комнатная рама Z

Технические характеристики:

EASyS Advantage

Угол наклона сиденья	от - 15° до + 35°
Высота сиденья	39 - 58.5 см
Размер колес (передние)	70 мм
Размер колес (задние)	70 мм
Габариты (Ш x В x Д)	54 x (33 - 51) x 65 см
Вес (без сиденья)	7.2 кг
Вес пользователя max	40 кг



Подголовник, оболочка

Размер 1,2
Артикул: 6261/1
39 800 руб.



Подголовник, опора для шеи

Размер 1, 2
Артикул: 6262/1
39 800 руб.



Подголовник, регулируемый

Размер 1, 2
Артикул: 6267
48 670 руб.



*входит в базовую комплектацию

Абдуктор

Размер 1
Артикул: 6620/6
16 860 руб.

Размер 2
Артикул: 6720/6
17 500 руб.


Обивка для держателя рамы подножки

Размер 1
Артикул: 6230
2 800 руб.



***входит в базовую комплектацию**

Поручень

Размер 1
Артикул: 6621/5
10 100 руб.

Размер 2
Артикул: 6721/5
12 030 руб.



***входит в базовую комплектацию**

Боковые поддержки с ремнем

Размер 1, 2
Артикул: 6633/2
35 805 руб.


Боковые поддержки

Размер 1
Артикул: 6634/6
30 030 руб.

Размер 2
Артикул: 6734/6
30 930 руб.



***входит в базовую комплектацию**

Столик, черный

Размер 1, 2
Артикул: 6650
19 900 руб.


Столик, прозрачный, регулируется по углу наклона

Размер 1
Артикул: 6628/1
45 940 руб.

Размер 2
Артикул: 6728/1
48 100 руб.



Держатели стоп

Артикул: 6648/2
7 350 руб.



*входит в базовую комплектацию

Накладка для голени

Артикул: 6635/5
6 460 руб.



2-точечный тазовый ремень

Размер 1
Артикул: 8420/1
9 560 руб.

Размер 2
Артикул: 8470/1
13 760 руб.



4-точечный тазовый ремень

Размер 1
Артикул: 8421/1
12 760 руб.

Размер 2
Артикул: 8471/1
13 970 руб.



*входит в базовую комплектацию

Ремни для разведения ног

Размер 1
Артикул: 6614/6
13 760 руб.

Размер 2
Артикул: 6714/6
14 500 руб.



Нагрудный ремень-бабочка, широкий

Размер S
Артикул: 6616/6
13 760 руб.

Размер M
Артикул: 6617/6
13 760 руб.

Размер L
Артикул: 6717/6
14 500 руб.



Нагрудный ремень-бабочка, широкий		Размер S	Размер M	Размер L
Item code		6616/6	6617/6	6717/6
A		18.5 cm / 7.3"	25 cm / 9.8"	25.5 cm / 10"
B		30 cm / 11.8"	33.5 cm / 13.2"	45 cm / 17.7"
C		16 cm / 6.3"	18.5 cm / 7.3"	23 cm / 9.1"
D		14 cm / 5.5"	17 cm / 6.7"	22 cm / 8.7"
E		11.5 cm / 4.5"	10.5 cm / 4.1"	11.5 cm / 4.5"
F		18 cm / 7.1"	21.5 cm / 8.5"	25 cm / 9.8"

Нагрудный ремень-бабочка, узкий

Размер S
Артикул: 6385/3
16 910 руб.

Размер M
Артикул: 6585/3
17 640 руб.



Нагрудный ремень-бабочка, узкий		Размер S	Размер M
Item code		6385/3	6585/3
A		12 cm / 4.7"	18 cm / 7.1"
B		21 cm / 8.3"	33 cm / 13"
C		11.5 cm / 4.5"	15 cm / 5.9"
D		9.5 cm / 3.7"	18 cm / 7.1"
E		6 cm / 2.4"	10 cm / 3.9"
F		21 cm / 8.3"	27 cm / 10.6"

H-образный ремень с накладкой

Размер 1, 2
Артикул: 6629/5
10 080 руб.



H-образный ремень		Размер S	Размер M
Артикул		6629/7	6629/7
Размер напечников		5 x 15 cm / 2 x 5.9"	5 x 15 cm / 2 x 5.9"
Длина плечевого ремня		60 cm / 23.6"	60 cm / 23.6"
Длина поясного ремня		40 cm / 15.7"	40 cm / 15.7"
Цвет		Чёрный	Чёрный

Нагрудный жилет

Размер S Артикул:
6631/51
14 700 руб.

Размер M
Артикул: 6632/51
14 700 руб.

Размер L
Артикул: 6731/51
15 960 руб.



Нагрудный жилет		Размер S	Размер M	Размер L
Артикул		6631/6	6632/6	6731/6
Размер мягкой части (ш x в)		33 x 30 cm 13 x 11.8"	38 x 35 cm 15 x 13.8"	44 x 41 cm 17.3 x 16.1"
Длина верхнего ремня		65 cm / 25.6"	65 cm / 25.6"	65 cm / 25.6"
Цвет		Чёрный	Чёрный	Чёрный

Дополнительная обивка

красный



Размер 1
Артикул: 6242

20 220 руб.

Размер 2
Артикул: 6442

23 580 руб.

серый



Размер 1
Артикул: 6240

20 220 руб.

Размер 2
Артикул: 6440

23 580 руб.

зеленый




Размер 1
Артикул: 6244

20 220 руб.

Размер 2
Артикул: 6444

23 580 руб.

синий




Размер 1
Артикул: 6243

20 220 руб.

Размер 2
Артикул: 6443

23 580 руб.

розовый



Размер 1
Артикул: 6241

20 220 руб.

Размер 2
Артикул: 6441

23 580 руб.

Примечания:

Итого: руб.

Модификация с прогулочным шасси

Шасси Advantage A

Размер 1
Артикул: 6201/4
222 230 руб.

Размер 2
Артикул: 6401/4
228 060 руб.



Технические характеристики:

EASyS Advantage	размер 1	размер 2
Высота ручки	71,5 - 117 см	71,5 - 117 см
Габариты (Д x Ш x В) только шасси	99,5 x 59,5 x 96 см	107 x 69 x 108 см
Габариты (Д x Ш x В) в сложенном виде	81 x 59,5 x 38 см	81 x 69 x 38 см
Габариты (Д x Ш x В) с сиденьем	99,5 x 59,5 x 114 см	107 x 69 x 120 см
Габариты (Д x Ш x В) в сложенном виде	82 x 59,5 x 42,5 см	86 x 69 x 55 см
Размер колес поворотных (передние)	18 см	18 см
Размер колес (задние)	25 см	25 см
Вес (без сиденья)	9.8 кг	10.9 кг
Вместимость корзины max	5 кг	5 кг
Вместимость max (с сиденьем)	50 кг	55 кг

Аксессуары для прогулочного шасси

Накладки на раму

Размер 1
Артикул: 6622/6
11 030 руб.



Зимний мешок

Размер 1
 Артикул: 6618/5
 37 400 руб.

Размер 2
 Артикул: 6718/5
 39 800 руб.


Дождевик, прозрачный

Размер 1
 Артикул: 6739
 14 700 руб.


Навес с мешком для ног, прозрачный

Размер 1
 Артикул: 6638/1
 24 840 руб.



*только в сочетании с солнцезащитным и дождевым козырьком

Навес с мешком для ног

Размер 1
 Артикул: 6637/6
 44 730 руб.


Навес

Размер 1
 Артикул: 6637/61
 28 670 руб.


Зонтик

Размер 1
 Артикул: 6594/2
 10 710 руб.


Сумка

Размер 1
 Артикул: 6639/41
 7 980 руб.



Корзина для оборудования

Размер 1

Артикул: 6294/1

30 030 руб.

Размер 2

Артикул: 6494/1

31 870 руб.

*для шасси Advantage A



Корзина для оборудования	Размер S	Размер M
Артикул	6294/1	6494/1
Размер	38 x 3 x 39 см 15 x 1.2 x 15.4"	43 x 3 x 39 см 16.9 x 1.2 x 15.4"

Комплект пневматических колес

Размер 1

Артикул: 6647/1

47 460 руб.

*для шасси Advantage A



Опрокидыватель

Артикул: 6750/2

7 050 руб.



Примечания:

Итого: руб.

Суммарно модификация *комнатная + прогулочная*

Итого: руб.