

Ф.И.О. ребенка:


Тел./Адрес доставки:

Примечания:

## БЛАНК ЗАКАЗА Swiftly 2

Итого: руб.

### Особенности:



**Swiftly размер 2**  
с транспортировочным  
креплением



Артикул: 6808

**272 475 руб.**



### Базовая комплектация:

- Н-образный ремень
- Абдуктор
- Поручень-ограничитель
- Блокировка передних колес
- Корзина (max 3 кг)
- Полиуретановые колеса
- Держатели стоп
- Транспортировочное крепление



**Технические характеристики:**

	Swiftly 1	Swiftly 2
Ширина сиденья (с минимайзером)	(23 см)* 34см	(29,5 см)* 39,5 см
Глубина сиденья (с минимайзером)	(17 см)* 22 см - 28,5 см	(24,5 см)* 34 см - 40 см
Мин. высота плеч (с минимайзером)	(26 см)* 37 см	(30 см)* 47 см
Высота спинки	62см	70 см
Длина голени (с минимайзером)	(12 см)* 16 см - 33 см	(21см)* 21см - 37 см
Угол бедра	От 90° до 115°	От 90° до 115°
Угол стопы	90°	90°
Угол наклона сиденья	+15	+20°
Размер подножки (ШхГ)	31 x 18 см	31 x 20 см
Высота толкателя	80 - 119 см	82 - 124 см
Колеса передние (литые)	18 см	18 см
Колеса задние (литые)	25 см	25 см
Общая ширина	61 см	67 см
Габариты (ШхВхД)	61 x 102 x 98 см	67 x 113 x 98 см
Вес коляски	12,4 кг	18,6 кг
Максимальный вес пользователя	35 кг	50 кг

\*с использованием минимайзера

**Комплект подушек - минимайзер 2**

Артикул: 6836

43 751 руб.


Состоит из 4-х частей:

- подушка, уменьшающая глубину (1 шт.)
- боковые пилоты (2 шт.)
- подголовник (1 шт.)



Подушки, уменьшающие ширину сиденья, красные

Артикул: 6841/1  
16 656 руб.



\*ширина сиденья 29,5 см

Подушки, уменьшающие ширину сиденья, черные

Артикул: 6841  
16 656 руб.



\*ширина сиденья 29,5 см

Подголовник, черный

Артикул: 6837  
17 490 руб.



Подголовник, красный

Артикул: 6837/1  
17 490 руб.



Боковые поддержки с ремнем

Артикул: 6633/2  
32 481 руб.




Боковые поддержки

Артикул: 6734/6  
28 039 руб.



Абдуктор

Артикул: 6720/1  
15 825 руб.



Поручень

Артикул: 6721/5  
10 882 руб.



\*входит в базовую комплектацию

\*входит в базовую комплектацию

### Накладки на раму, черные

Артикул: 6622/6  
9 994 руб.



### Накладки на раму, красные

Артикул: 6622/7  
9 994 руб.



### Столик, прозрачный

Артикул: 6728/1  
43 586 руб.



### Столик, черный

Артикул: 6650  
18 044 руб.



### Накладки на боковые упоры, красные

Артикул: 9700442011000  
9 161 руб.



### Держатели стоп

Артикул: 6648/2  
6 662 руб.



\*входит в базовую комплектацию

### Корзина


Артикул: 6835  
9 161 руб.



\*входит в базовую комплектацию

### 2-точечный ремень

Артикул: 8470/1  
12 437 руб.



### 4-точечный ремень

Артикул: 8471/1  
12 659 руб.



### Нагрудный жилет

Размер S  
 Артикул: 6631/51  
 13 326 руб.

Размер M  
 Артикул: 6632/51  
 13 326 руб.

Размер L  
 Артикул: 6731/51  
 14 435 руб.



Seat waistcoat	size S	size M	size L
Item code	6631/6	6632/6	6731/6
Upholstered surface (w x l)	33 x 30 cm 13 x 11.8"	38 x 35 cm 15 x 13.8"	44 x 41 cm 17.3 x 16.1"
Belt length, top	65 cm / 25.6"	65 cm / 25.6"	65 cm / 25.6"
Color	black	black	black

### Нагрудный ремень-бабочка, широкий

Размер S  
 Артикул: 6616/6  
 12 437 руб.

Размер M  
 Артикул: 6617/6  
 12 437 руб.

Размер L  
 Артикул: 6717/6  
 13 102 руб.



Butterfly/chest harness	size S	size M	size L
Item code	6616/6	6617/6	6717/6
A	18.5 cm / 7.3"	25 cm / 9.8"	25.5 cm / 10"
B	30 cm / 11.8"	33.5 cm / 13.2"	45 cm / 17.7"
C	16 cm / 6.3"	18.5 cm / 7.3"	23 cm / 9.1"
D	14 cm / 5.5"	17 cm / 6.7"	22 cm / 8.7"
E	11.5 cm / 4.5"	10.5 cm / 4.1"	11.5 cm / 4.5"
F	18 cm / 7.1"	21.5 cm / 8.5"	25 cm / 9.8"

### Нагрудный ремень-бабочка, узкий

Размер S  
 Артикул: 6385/3  
 15 324 руб.

Размер M  
 Артикул: 6585/3  
 15 992 руб.




Butterfly/chest harness, flexible	size S	size M
Item code	6385/3	6585/3
A	12 cm / 4.7"	18 cm / 7.1"
B	21 cm / 8.3"	33 cm / 13"
C	11.5 cm / 4.5"	15 cm / 5.9"
D	9.5 cm / 3.7"	18 cm / 7.1"
E	6 cm / 2.4"	10 cm / 3.9"
F	21 cm / 8.3"	27 cm / 10.6"

### Ремни для разведения ног

Размер 1  
 Артикул: 6614/6  
 12 437 руб.

Размер 2  
 Артикул: 6714/6  
 13 102 руб.



Soft pelvic harness	size 1	size 2
Item code	6614/6	6714/6
Rear upholstery width	21 cm / 8.3"	26.5 cm / 8.3"
Belt length	45 cm / 17.7"	45 cm / 17.7"
Color	black	black

Зимний мешок

Артикул: 6718/5  
36 090 руб.



Дождевик, прозрачный

Артикул: 6739  
13 326 руб.



Навес с мешком для ног, прозрачный

Артикул: 6638/1  
22 487 руб.



\* можно использовать только в сочетании с 6637/6 или 6637/61

Навес с мешком для ног

Артикул: 6637/6  
40 530 руб.



Навес

Артикул: 6637/61  
25 984 руб.



Комплект пневматических колес, черные

Артикул: 6671/1  
43 030 руб.



Опрокидыватель

Артикул: 6829/1  
6 386 руб.



Зонтик

Артикул: 6594/2  
9 717 руб.



Примечания:

Итого:

руб.

