



new

EASyS Advantage

Максимальный комфорт за рулём
для спокойного дня


Thomashilfen

ЭТО **НОВЫЙ**...

“

Выбирайте между 5 стилями обивки:

				
красный/ серый	синий/ серый	зеленый/ серый	пурпурный/ серый	серый/ серый

Подушки дышащие и их можно стирать.

Цвет шасси: черный 

A circular inset image showing a hand pressing a red button on a black device. The device has the 'Thomashilfen' logo and a red stylized 'H' on it.

Удобный тормоз, отчетливо
виден в красном цвете

EASyS Advantage

Максимальный комфорт вождения для спокойного дня

Аксессуары (выбор)



Удобная пластина для медицинских приборов, например, кислородных баллонов или аспирационного оборудования



Поручень и гибкая система ремней безопасности «бабочка»/грудная обвязка обеспечивают удобное и надёжное положение верхней части тела



Абдуктор для направляя бёдер



Гибкая боковая опора и 4-точечный тазовый ремень для позиционирования верхней части тела и таза



Удобный спальный мешок с мягкой внутренней подкладкой или с тканым мехом для холодных дней



Удобная система помощи при наклоне, облегчающая преодоление бордюров и других препятствий



Сумка для аксессуаров на спинке для всех необходимых мелочей

Полный обзор всех реабилитационных принадлежностей вы найдете в форме заказа.

Технические данные (сиденье)	EASys Advantage 1	EASys Advantage 2
Глубина сиденья	19 - 30 см	27 - 38 см
Ширина сиденья	19 - 31 см	25 - 37 см
Высота сиденья	47 см	46 см
Высота спинки	41,5 - 68 см	55 - 74 см
Длина голени	17,5 - 29 см	21 - 37 см
Угол в тазобедренном суставе	90° - 180°	90° - 180°
Угол колена	90° - 180°	90° - 180°
Угол наклона стопы	78° - 100°	78° - 100°
Диапазон поворота сиденья	180°	180°
Размер бедра (шхв)	23 x 12 см	30 x 15 см
Размер подставки для ног (шхв)	28 x 18 см	32 x 21 см
Масса сиденья	9 кг	10,4 кг
Макс. вес пользователя	35 кг	40 кг

Технические данные	шасси A1	Шасси A2
Наклон сиденья направление движения	- от 10° до +35°	- от 10° до +35°
Наклон сиденья лицом к лицу	- от 10° до +35°	- от 10° до +35°
Высота толкателя	71,5 - 117 см	71,5 - 117 см
Размер колёс (передние)	18 см	18 см
Размер колёс (задние)	25 см	25 см
Масса шасси	9,8 кг	10,9 кг
макс. грузоподъёмность корзины	5 кг	5 кг
макс. грузоподъёмность (включая сиденье)	50 кг	55 кг

Технические данные	EASys Advantage 1	EASys Advantage 2
Габаритные размеры (дхшхв)	99,5 x 59,5 x 114 см	107 x 69 x 120 см
Размеры в сложенном виде (дхшхв)	82 x 59,5 x 42,5 см	86 x 69 x 55 см