

Ф.И.О. ребенка:

Тел./Адрес доставки:

Примечания:

# БЛАНК ЗАКАЗА

## Recaro Axion

### 1 Reha

Итого: руб.

#### Особенности:

- ✓ Регулировка подголовника по высоте




- ✓ Боковые поддержки



- ✓ Модель Seatfix со встроенными рычагами Isofix



- ✓ Мягкий абдуктор в базовой комплектации



- ✓ Звуковая система в боковых панелях



- ✓ Протестировано согласно ECE R129/04



#### Технические характеристики:

##### Recaro Axion 1 Reha

Глубина сиденья	до пахового ремня	22 см
	до переднего края	34 см
Ширина сиденья		27 см
Высота спинки		55 - 75 см
Высота плеч		34 - 54 см
Ширина плеч		35 см
Габариты (Ш x В x Д)		52 x 63 x 39
Вес сиденья		см 6 кг
Вес пользователя (max)		50 кг
Рост ребёнка		100 - 150 см



#### Recaro Axion 1 Reha

Артикул: (557)

**308 450 руб.**

Крепёжная пластина  
 Артикул: (530)

29 300 руб.



**Обязательна при выборе 531, 532, 533, 534, 535**

Поворотная платформа  
 Артикул: (534; 534/1)  
 86 300 руб.

вправо  
 влево



+

Подушка для платформы  
 Артикул: (513)  
 10 700 руб.



Адаптер для подножки  
 Артикул: (531)  
 30 650 руб.



Поворотная платформа  
 с наклоном 2.5° / 5° /  
 7.5° / 10°  
 Артикул: (535, 535/1)  
 105 800 руб.

вправо  
 влево



Адаптер для  
 подножки с Seatfix  
 Артикул: (532)  
 61 250 руб.



Наклон основания  
 2.5° / 5° / 7.5° / 10°  
 Артикул: (533)  
 89 100 руб.



Подставка для ног,  
складная  
регулируется по углу наклона  
Артикул: (537)  
61 250 руб.



Стабилизация спереди  
Артикул: (538)  
40 400 руб.



Боковые поддержки  
регулируются по углу наклона  
Артикул: (558)  
36 200 руб.



Зажимная дуга  
Артикул: (536)  
15 350 руб.



Клин для сиденья, снаружи  
Артикул: (810/4)  
17 750 руб.




клин для сиденья и поворотную платформу  
нельзя использовать одновременно!!!

Столик  
Артикул: (559)  
50 100 руб.



Абдуктор  
Артикул: (539)  
33 400 руб.



Увеличение  
глубины сиденья  
Артикул: (540)  
36 200 руб.



Поддержка шеи  
Артикул: (562)  
30 650



Жилет для ремня  
безопасности  
Артикул: (826)  
9 500 руб.



Головодержатель  
Артикул: (561)  
7 300 руб.



Соединитель  
нагрудных ремней  
Артикул: (423)  
1 400 руб.



Защитный коврик  
для автокресла  
Артикул: (814/1)  
7 300 руб.





Чёрный



Оранжевый

Примечания:

Итого: руб.

