

Ф.И.О. ребенка:

Тел./Адрес доставки:

Примечания:

## БЛАНК ЗАКАЗА Commander Комплект

Итого: руб.

### Комплектация:

✓ Автокресло  
Commander



✓ Крепежная  
пластина



✓ Поворотная  
платформа



✓ Подставка  
для ног,  
размер 2



✓ Столик



✓ Seatfix



✓ Боковые  
поддержки  
(мягкие)



✓ Абдуктор  
(мягкий)



### Технические характеристики:

#### THOMASHILFEN Commander

Глубина сиденья	34 см
Ширина сиденья спереди (с опорами)	33,5 см
Ширина сиденья сзади (с опорами)	28,5 см
Высота спинки сиденья	55 - 75 см
Высота плеч (направляющая ремня)	25-44 см
Длина голени (подножка крепится к переходной пластине)	23-40 см
Длина голени (подставка для ног на шарнирном осн-ии + рег. осн-е)	28-45 см
Габариты (ШхВхГ)	55 x 65 x 45 см
Вес сиденья	8,5 кг
Вес пользователя max	15 - 36 кг



**Thomashilfen Commander  
Комплект  
362 565 руб.**



красный

Артикул: 631



синий

Артикул: 632



зеленый

Артикул: 633



серый

Артикул: 630



розовый

Артикул: 634

### Крепежная пластина

Артикул: (500)  
29 149 руб.

\* для полной стабилизации всегда используйте поворотную платформу с адаптером Seatfix или стабилизирующей дугой

**\*ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ**



### Поворотная платформа

Артикул: (501)  
45 805 руб.



**\*ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ**

+

### Подушка для платформы

Артикул: (513)  
9 717 руб.



### Наклон основания (5,5 ° / 11 ° / 16 °)

Артикул: (502)  
40 253 руб.



Соединение Seatfix

Артикул: (506)

14 714 руб.



\*ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ

Зажимная дуга

Артикул: (507)

5 552 руб.



\*для полной стабилизации всегда используйте поворотную платформу с подставкой для ног

Подставка для ног,  
размер 1

Артикул: (503)

41 364 руб.



Подставка для ног,  
размер 2

Артикул: (504)

44 417 руб.



\*ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ

Подушка для  
подставки для ног

Артикул: (E11050)

6 941 руб.

+10 см



\*комбинируется с 503

Стабилизация спереди

Артикул: (505)

17 490 руб.



Увеличение глубины  
сиденья +13 см

Артикул: (508)

50 247 руб.



Абдуктор

Артикул: (509)

18 044 руб.



\*один из вариантов использования

Абдуктор, мягкий

Артикул: (670)  
4 997 руб.



\*ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ

Столик

Артикул: (678)  
40 808 руб.



\*ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ

Клин для сиденья, снаружи

Артикул: (671)  
16 101 руб.



\*клин для сиденья и поворотную платформу  
нельзя использовать одновременно!!!

Клин для сиденья, внутри

Артикул: (672)  
21 653 руб.



Набедренные накладки



красный

Артикул: 679/1  
12 493 руб.

синий

Артикул: 679/2  
12 493 руб.

розовый

Артикул: 679/4  
12 493 руб.

зеленый

Артикул: 679/3  
12 493 руб.

серый

Артикул: 679/0  
12 493 руб.

Увеличенная паховая накладка



красный

Артикул: 676/1  
9 717 руб.

синий

Артикул: 676/2  
9 717 руб.

розовый

Артикул: 676/4  
9 717 руб.

зеленый

Артикул: 676/3  
9 717 руб.

серый

Артикул: 676/0  
9 717 руб.

**Боковые поддержки, мягкие**



\*входит в комплект

красный	синий	розовый
Артикул: 675/1 12 493 руб.	Артикул: 675/2 12 493 руб.	Артикул: 675/4 12 493 руб.
зеленый	серый	
Артикул: 675/3 12 493 руб.	Артикул: 675/0 12 493 руб.	

**Боковые поддержки**



красный	синий	розовый
Артикул: 680/1 16 656 руб.	Артикул: 680/2 16 656 руб.	Артикул: 680/4 16 656 руб.
зеленый	серый	
Артикул: 680/3 16 656 руб.	Артикул: 680/0 16 656 руб.	

<p><b>Жилет</b></p> <p>Размер 2 Артикул: (823) 7 496 руб.</p> <p>(для детей ростом до 31 см)</p> 	<p><b>Коврик для защиты кресла автомобиля</b></p> <p>Артикул: (814) 6 386 руб.</p> 
--	--

**Примечания:**

**Итого:** руб.