

Ф.И.О. ребенка:

Тел./Адрес доставки:

Примечания:

БЛАНК ЗАКАЗА

Recaro Monza

CFX Reha

Итого: руб.

Особенности:

- ✓ 10-кратная регулировка подголовника по высоте



- ✓ боковые поддержки



- ✓ Модель Seatfix со встроенными рычагами Isofix



- ✓ абдуктор



- ✓ регулировка боковой защиты



- ✓ протестировано согласно ECE-R44/04



Технические характеристики:

Recaro Monza CFX Reha

Глубина сиденья	до пахового ремня	22 см
	до переднего края	33 см
Ширина сиденья		27 см
Высота спинки		74 см
Высота плеч		31 - 51 см
Ширина плеч		35 - 45 см
Габариты (Ш x В x Д)		45 x 65 x 40 см
Вес сиденья		8,5 кг
Вместимость		36 кг
Рост ребёнка		100 - 150 см



Recaro Monza CFX Reha

Артикул: (524)

232 000 руб.

Крепёжная пластина

Артикул: (530)
26 600 руб.



Обязательна при выборе 531, 532, 533, 534, 535

Поворотная платформа

Артикул: (534;534/1)
78 450 руб.

вправо
влево



Подушка для платформы

Артикул: (513)
9 720 руб.



Адаптер для подножки

Артикул: (531)
27 850 руб.



Поворотная платформа
с наклоном
2.5° / 5° / 7.5° / 10°


Артикул: (535, 535/1)
96 150 руб.

вправо
влево



Адаптер для
подножки с Seatfix

Артикул: (532)
55 660 руб.



Наклон основания
2.5° / 5° / 7.5° / 10°

Артикул: (533)
80 960 руб.



Подставка для ног,
складная
регулируется по углу наклона

Артикул: (537)

55 660 руб.



Стабилизация спереди

Артикул: (538)

36 700 руб.



Зажимная дуга

Артикул: (536)
13 920 руб.



Клин для сиденья, снаружи

Артикул (810/4)
16 110 руб.



клин для сиденья и поворотную платформу
нельзя использовать одновременно!!!

Столик


Артикул: (544)
45 550 руб



Абдуктор

Артикул: (539)

30 360 руб.



Увеличение
глубины сиденья

Артикул: (540)

32 900 руб.



Защитный коврик для автокресла


Артикул: (814/1)
6 600 руб.



Жилет для ремня
безопасности

Артикул: (826)

8 610 руб.



Головодержатель

Артикул: (8065/5)

12 650 руб.



Соединитель
нагрудных ремней

Артикул: (423)

1 250 руб.



Задние
стабилизаторы

Артикул: (542)

10 150 руб.



необходимы при использовании
поворотной платформы

Примечания:

Итого: руб.