

Ф.И.О. ребенка:

Тел./Адрес доставки:

Примечания:

БЛАНК ЗАКАЗА

АХКИД

Nextkid Reha


Итого: руб.

Особенности:

- ✓ 8-кратная регулировка подголовника по высоте



- ✓ боковые поддержки



- ✓ Модель Seatfix со встроенными рычагами Isofix



- ✓ абдуктор



- ✓ регулировка боковой защиты



- ✓ протестировано согласно ECE-R44/04



Технические характеристики:

Axkid Nextkid Reha

Глубина сиденья	до пахового ремня	23 см
	до переднего края	38 см
Ширина сиденья		22 - 29 см
Высота спинки		75 см
Высота плеч		30 - 51 см
Ширина плеч		35 - 42 см
Габариты (Ш x В x Д)		44 x 62 x 48 см
Вес сиденья		8,5 кг
Вместимость		50 кг
Рост ребёнка		100 - 150 см



Axkid Nextkid Reha

Артикул: (522)

287 030 руб.

Крепёжная пластина

Артикул: (530)
29 300 руб.



Обязательна при выборе 531, 532, 533, 534, 535

Поворотная платформа

Артикул: (534;534/1)
86 300 руб.

вправо
влево



Подушка для платформы

Артикул: (513)
10 700 руб.



Адаптер для подножки

Артикул: (531)
30 650 руб.



Поворотная платформа
с наклоном
2.5° / 5° / 7.5° / 10°


Артикул: (535, 535/1)
105 800 руб.

вправо
влево



Адаптер для
подножки с Seatfix

Артикул: (532)
61 250 руб.



Наклон основания
2.5° / 5° / 7.5° / 10°

Артикул: (533)
89 100 руб.



Подставка для ног,
складная
регулируется по углу наклона

Артикул: (537)

61 250 руб.



Стабилизация спереди

Артикул: (538)

40 400 руб.



Зажимная дуга

Артикул: (536)
15 350 руб.



Клин для сиденья, снаружи

Артикул (810/4)
17 750 руб.



клин для сиденья и поворотную платформу
нельзя использовать одновременно!!!

Столик

Артикул: (528)
50 100 руб.



Абдуктор
Артикул: (539)
33 400 руб.



Увеличение
глубины сиденья
Артикул: (540)
36 200 руб.




Защитный коврик
для автокресла

Артикул: (814/1)
7 300 руб.



Жилет для ремня
безопасности
Артикул: (826)
9 500 руб.



Головодержатель
Артикул: (8065/5)
13 900 руб.



Соединитель
нагрудных ремней
Артикул: (423)
1 400 руб.



Большая паховая
накладка
Артикул: (6634/4)
10 900 руб.



Примечания:

Итого: руб.