

Ф.И.О. ребенка:

Тел./Адрес доставки:

Примечания:

БЛАНК ЗАКАЗА Modular S

Сиденье EASyS Modular S + шасси Advantage A (поворотные передние колеса с блокировкой)

Размер 1

Артикул: 6208/1

396 350 руб.

Размер 2

Артикул: 6408/1

418 400 руб.



Особенности:

Регулируемый угол наклона сиденья до 140°

Мягкая подвеска

Угол наклона регулируется одним рычагом

Изолированный подголовник



Кресло EASyS Modular S (без шасси)

Технические характеристики:

EASyS Modular	размер 1	размер 2
Глубина сиденья	16 - 30.5 см	24 - 38 см
Ширина сиденья	19 - 28 см	25 - 34.5 см
Высота спинки	26 - 42 см	32 - 52 см
Длина голени	17.5 - 30 см	22 - 36.5 см
Угол бедра	90° - 140°	90° - 140°
Угол колена	90° - 180°	90° - 180°
Угол стопы	78° - 100°	78° - 100°
Диапазон поворота сиденья	180°	180°
Наклона сиденья (по напр. движ-я)	от -10° до +35°	от -10° до +35°
Наклона сиденья (лицом к лицу)	от 0° до +35°	от 0° до +35°
Направляющая для бедер (Ш x В)	21 x 10 см	29 x 12 см
Размер подножки (Ш x Г)	29 x 18 см	33 x 21 см
Вес сиденья	8.8 кг	11 кг
Вес пользователя max	35 кг	40 кг


Базовая комплектация:

- подголовник, оболочка
- абдуктор
- держатели стоп
- поручень
- навес
- боковые поддержки
- 4-точечный тазовый ремень
- корзина (max 5 кг)


***выберите нужный Вам цвет обивки**



красный



серый



зеленый



синий



розовый

Шасси Advantage A

(поворотные передние колеса с системой крепления для транс-ки)



Технические характеристики:

EASyS Advantage	размер 1	размер 2
Высота ручки	71,5 - 117 см	71,5 - 117 см
Габариты (Д x Ш x В) только шасси	99,5 x 59,5 x 96 см	107 x 69 x 108 см
Габариты (Д x Ш x В) в сложенном виде	81 x 59,5 x 38 см	81 x 69 x 38 см
Габариты (Д x Ш x В) с сиденьем	99,5 x 59,5 x 114 см	107 x 69 x 120 см
Габариты (Д x Ш x В) в сложенном виде	82 x 59,5 x 42,5 см	86 x 69 x 55 см
Размер колес поворотных (передние)	18 см	18 см
Размер колес (задние)	25 см	25 см
Вес (без сиденья)	9.8 кг	10.9 кг
Вместимость корзины max	5 кг	5 кг
Вместимость max (с сиденьем)	50 кг	55 кг

Подголовник, оболочка

Размер 1,2
 Артикул: 6261/1
 37 900 руб.



Подголовник, опора для шеи

Размер 1,2
 Артикул: 6262/1
 37 900 руб.



* входит в базовую комплектацию

Подголовник, регулируемый

Размер 1,2
 Артикул: 6267
 46 350 руб.



Столик, черный

Размер 1, 2
 Артикул: 6650
 18 950 руб.



Столик, прозрачный

Размер 1
 Артикул: 6628/1
 43 750 руб.
 Размер 2
 Артикул: 6728/1
 45 800 руб.



Поручень

Размер 1
 Артикул: 6621/5
 9 600 руб.

Размер 2
 Артикул:
 6721/5
 11 450 руб.



* входит в базовую комплектацию

Боковые поддержки с ремнем

Размер 1, 2
 Артикул: 6633/2
 34 100 руб.



Боковые поддержки

Размер 1
 Артикул: 6634/6
 28 600 руб.

Размер 2
 Артикул: 6734/6
 29 450 руб.



* входит в базовую комплектацию

Обивка для держателя рамы подножки

Размер 1
 Артикул: 6230
 2 650 руб.



Абдуктор

Размер 1
 Артикул: 6620/6
 16 050 руб.

Размер 2
 Артикул: 6720/6
 16 650 руб.



* входит в базовую комплектацию

Á Á
 КИИИБÁ
 7 000Á È



НакладкаÁ Á Á

КИИИБ
 6 150 È



* входит в базовую комплектацию

Á Á
 КИГГБ
 10 500 È



для аксессуаров

КИИИБ
 7 600 È



ГБ Á Á

БÁ
 КИГБ
 9 100 È



ГБ Á Á

БÁ
 КИГБÁ
 12 150 È



БÁ
 КИИБ
 13 100 È

БÁ
 КИИБÁ
 13 300 È

* входит в базовую комплектацию

Á Á Á

БÁ
 КИИБ
 13 100 È



БÁ
 КИИБ
 13 800 Á È

Нагрудный ремень-бабочка, широкий

Размер S
 Артикул: 6616/6
 13 100 руб.

Размер M
 Артикул: 6617/6
 13 100 руб.

Размер L
 Артикул: 6717/6
 13 800 руб.



Butterfly/chest harness	size S	size M	size L
Item code	6616/6	6617/6	6717/6
A	18.5 cm / 7.3"	25 cm / 9.8"	25.5 cm / 10"
B	30 cm / 11.8"	33.5 cm / 13.2"	45 cm / 17.7"
C	16 cm / 6.3"	18.5 cm / 7.3"	23 cm / 9.1"
D	14 cm / 5.5"	17 cm / 6.7"	22 cm / 8.7"
E	11.5 cm / 4.5"	10.5 cm / 4.1"	11.5 cm / 4.5"
F	18 cm / 7.1"	21.5 cm / 8.5"	25 cm / 9.8"

Нагрудный ремень-бабочка, узкий

Размер S
 Артикул: 6385/3
 16 100 руб.

Размер M
 Артикул: 6585/3
 16 800 руб.



Butterfly/chest harness, flexible	size S	size M
Item code	6385/3	6585/3
A	12 cm / 4.7"	18 cm / 7.1"
B	21 cm / 8.3"	33 cm / 13"
C	11.5 cm / 4.5"	15 cm / 5.9"
D	9.5 cm / 3.7"	18 cm / 7.1"
E	6 cm / 2.4"	10 cm / 3.9"
F	21 cm / 8.3"	27 cm / 10.6"

H-образный ремень с накладкой

Размер 1, 2
 Артикул: 6629/5
 9 600 руб.



H-belt, padded	size 1	size 2
Item code	6629/7	6629/7
Size Shoulder pads (w x l)	5 x 15 cm / 2 x 5.9"	5 x 15 cm / 2 x 5.9"
Shoulder belt length	60 cm / 23.6"	60 cm / 23.6"
Pelvis belt length	40 cm / 15.7"	40 cm / 15.7"
Color	black	black

Нагрудный жилет

Размер S
 Артикул: 6631/51
 14 000 руб.

Размер M
 Артикул: 6632/51
 14 000 руб.

Размер L
 Артикул: 6731/51
 15 200 руб.



Seat waistcoat	size S	size M	size L
Item code	6631/6	6632/6	6731/6
Upholstered surface (w x l)	33 x 30 cm 13 x 11.8"	38 x 35 cm 15 x 13.8"	44 x 41 cm 17.3 x 16.1"
Belt length, top	65 cm / 25.6"	65 cm / 25.6"	65 cm / 25.6"
Color	black	black	black

Á Á
 ÁÁ
 ÁÁ ÁÁ
 35 600 Á È
 ÁÁ
 ÁÁ ÁÁ
 37 900 p È



ÁÁ Á
 ÁÁ
 ÁÁ ÁÁ
 14 000 È



ÁÁ Á Á ÁÁ
 ÁÁ
 ÁÁ ÁÁ
 23 650 È



Á ÁÁ ÁÁ ÁÁ Á

ÁÁ Á Á Á
 ÁÁ
 ÁÁ ÁÁ
 42 600 p È



ÁÁ
 ÁÁ ÁÁ
 27 300 È



* входит в базовую комплектацию

Á
 ÁÁ ÁÁ/2
 10 200 È



Корзина

Размер 1
 Артикул: 6294/1
 28 600 руб.

Размер 2
 Артикул: 6494/1
 30 350 руб.

*для шасси Advantage A



Vent tray	size 1	size 2
Item code	6294/1	6494/1
Size (w x h x l)	38 x 3 x 39 cm	43 x 3 x 39 cm
	15 x 1.2 x 15.4"	16.9 x 1.2 x 15.4"

Комплект пневматических колес

Размер 1
 Артикул: 6647/1
 45 200 руб.



*для шасси Advantage A

Опрокидыватель

Размер 1
 Артикул: 6750/2
 6 710 руб.



Дополнительная обивка

красный



Размер 1
 Артикул: 6242

19 250 руб.

серый



Размер 1
 Артикул: 6240

19 250 руб.


зеленый



Размер 1
 Артикул: 6244

19 250 руб.

синий



Размер 1
 Артикул: 6243

19 250 руб.

розовый



Размер 1
 Артикул: 6241

19 250 руб.

Размер 2
 Артикул: 6442

22 450 руб.

Размер 2
 Артикул: 6440

22 450 руб.

Размер 2
 Артикул: 6444

22 450 руб.

Размер 2
 Артикул: 6443

22 450 руб.

Размер 2
 Артикул: 6441

22 450 руб.

Модификация с домашней рамой

Комнатная рама Q (Hi - Low)

Артикул: 6666/6

190 950 руб.

Технические характеристики:

EASyS Advantage

Наклона сиденья	- 7° - 31°
Высота сиденья	29 - 69 см
Размер колес (передние)	100 мм
Размер колес (задние с тормозом)	100 мм
Габариты (Д x Ш x В)	76 x 54 x 25 - 62 см
Вес (без сиденья)	13.5 кг
Вместимость max	50 кг



Адаптер для шасси Q

Артикул: 6295/1

15 900 руб.

*необходим в сочетании с шасси Advantage Q

Толкатель для рамы Q

Размер 1

Артикул: 6660/1

42 850 руб.



Комнатная рама Z

Артикул: 6691/6

67 700 руб.

Технические характеристики:

EASyS Advantage

Угол наклона сиденья	от - 15° до + 35°
Высота сиденья	39 - 58.5 см
Размер колес (передние)	70 мм
Размер колес (задние)	70 мм
Габариты (Ш x В x Д)	54 x (33 - 51) x 65 см
Вес (без сиденья)	7.2 кг
Вес пользователя max	40 кг



Примечания:

Итого: руб.