

Ф.И.О. ребенка:

Тел./Адрес доставки:

Примечания:

## БЛАНК ЗАКАЗА Modular S

### Сиденье EASyS Modular S + комнатная рама Q (Hi-Low)

Размер 1

Артикул: 6210/1 + 6666/6

**396 350 руб.**

Размер 2

Артикул: 6410/1 + 6666/6

**418 400 руб.**



Особенности:





Регулировка угла наклона рамы от -7 до +31°



Ножные педаль для регулировки угла наклона и высоты



Регулировка высоты рамы от 29 до 69 см



Рама адаптируется под 1 и 2 размер

## Кресло EASyS Modular S

### Технические характеристики:

| EASyS Modular                     | размер 1       | размер 2       |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| Глубина сиденья                   | 16 - 30.5 см   | 24 - 38 см     |
| Ширина сиденья                    | 19 - 28 см     | 25 - 34.5 см   |
| Высота спинки                     | 26 - 42 см     | 32 - 52 см     |
| Длина голени                      | 17.5 - 30 см   | 22 - 36.5 см   |
| Угол бедра                        | 90° - 140°     | 90° - 140°     |
| Угол колена                       | 90° - 180°     | 90° - 180°     |
| Угол стопы                        | 78° - 100°     | 78° - 100°     |
| Высота сиденья                    | 29 - 69 см     | 29 - 69 см     |
| Наклона сиденья (по напр. движ-я) | от -7° до +31° | от -7° до +31° |
| Направляющая для бедер (Ш x В)    | 21 x 10 см     | 29 x 12 см     |
| Размер подножки (Ш x Г)           | 29 x 18 см     | 33 x 21 см     |
| Вес сиденья                       | 8.8 кг         | 11 кг          |
| Вес пользователя max              | 35 кг          | 40 кг          |



### Базовая комплектация:

- подголовник, регулируемый
- абдуктор
- держатели стоп
- поручень
- боковые поддержки
- 4-точечный тазовый ремень
- рама Q (hi-low)
- адаптер к раме Q



\*выберите нужный Вам цвет обивки




красный



серый



зеленый



синий



розовый

## Комнатная рама Q (Hi - Low)

Технические характеристики:

EASyS Advantage

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Наклон сиденья                   | от -7° до + 31° |
| Высота сиденья                   | 29 - 69 см      |
| Размер колес (передние)          | 100 мм          |
| Размер колес (задние с тормозом) | 100 мм          |
| Габариты (Ш x В x Д)             | 54 x 59 x 73 см |
| Вес (без сиденья)                | 13.5 кг         |
| Вместимость max                  | 50 кг           |



### Адаптер для шасси Q

\*небходим в сочетании с шасси Advantage Q

## Толкатель для шасси Q

Размер 1

Артикул: 6660/1

45 000 руб.



## Подголовник, оболочка

Размер 1,2

Артикул: 6261/1

39 800 руб.



## Подголовник, опора для шеи

Размер 1,2

Артикул: 6262/1

39 800 руб.



## Подголовник, регулируемый

Размер 1, 2

Артикул: 6267

48 670 руб.



\*входит в базовую комплектацию

### Абдуктор

Размер 1  
Артикул: 6620/6  
16 860 руб.

Размер 2  
Артикул: 6720/6  
17 500 руб.



**\*входит в базовую комплектацию**

### Обивка для держателя рамы подножки

Размер 1  
Артикул: 6230  
2 800 руб.



### Поручень

Размер 1  
Артикул: 6621/5  
10 100 руб.

Размер 2  
Артикул: 6721/5  
12 030 руб.



**\*входит в базовую комплектацию**

### Боковые поддержки с ремнем

Размер 1, 2  
Артикул: 6633/2  
35 805 руб.



### Боковые поддержки

Размер 1  
Артикул: 6634/6  
30 030 руб.

Размер 2  
Артикул: 6734/6  
30 930 руб.



**\*входит в базовую комплектацию**

### Столик, черный

Размер 1, 2  
Артикул: 6650  
19 900 руб.



### Столик, прозрачный, регулируется по углу наклона

Размер 1  
Артикул: 6628/1  
45 940 руб.

Размер 2  
Артикул: 6728/1  
48 100 руб.





### Держатели стоп

Артикул: 6648/2  
7 350 руб.



\* входит в базовую комплектацию

### Накладка для голени

Артикул: 6635/5  
6 460 руб.



### 2-точечный тазовый ремень

Размер 1  
Артикул: 8420/1  
9 560 руб.

Размер 2  
Артикул: 8470/1  
13 760 руб.



### 4-точечный тазовый ремень

Размер 1  
Артикул: 8421/1  
12 760 руб.

Размер 2  
Артикул: 8471/1  
13 970 руб.



\*входит в базовую комплектацию

### Ремни для разведения ног

Размер 1  
Артикул: 6614/6  
13 760 руб.

Размер 2  
Артикул: 6714/6  
14 500 руб.



## Нагрудный ремень-бабочка, широкий

Размер S  
Артикул: 6616/6  
13 760 руб.

Размер M  
Артикул: 6617/6  
13 760 руб.

Размер L  
Артикул: 6717/6  
14 500 руб.



| Нагрудный ремень-бабочка, широкий |  | Размер S       | Размер M        | Размер L       |
|-----------------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| Item code                         |  | 6616/6         | 6617/6          | 6717/6         |
| A                                 |  | 18.5 cm / 7.3" | 25 cm / 9.8"    | 25.5 cm / 10"  |
| B                                 |  | 30 cm / 11.8"  | 33.5 cm / 13.2" | 45 cm / 17.7"  |
| C                                 |  | 16 cm / 6.3"   | 18.5 cm / 7.3"  | 23 cm / 9.1"   |
| D                                 |  | 14 cm / 5.5"   | 17 cm / 6.7"    | 22 cm / 8.7"   |
| E                                 |  | 11.5 cm / 4.5" | 10.5 cm / 4.1"  | 11.5 cm / 4.5" |
| F                                 |  | 18 cm / 7.1"   | 21.5 cm / 8.5"  | 25 cm / 9.8"   |

## Нагрудный ремень-бабочка, узкий

Размер S  
Артикул: 6385/3  
16 910 руб.

Размер M  
Артикул: 6585/3  
17 640 руб.



| Нагрудный ремень-бабочка, узкий |  | Размер S       | Размер M      |
|---------------------------------|--|----------------|---------------|
| Item code                       |  | 6385/3         | 6585/3        |
| A                               |  | 12 cm / 4.7"   | 18 cm / 7.1"  |
| B                               |  | 21 cm / 8.3"   | 33 cm / 13"   |
| C                               |  | 11.5 cm / 4.5" | 15 cm / 5.9"  |
| D                               |  | 9.5 cm / 3.7"  | 18 cm / 7.1"  |
| E                               |  | 6 cm / 2.4"    | 10 cm / 3.9"  |
| F                               |  | 21 cm / 8.3"   | 27 cm / 10.6" |

## H-образный ремень с накладкой

Размер 1, 2  
Артикул: 6629/5  
10 080 руб.



| H-образный ремень     |  | Размер S             | Размер M             |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|
| Артикул               |  | 6629/7               | 6629/7               |
| Размер наплечников    |  | 5 x 15 cm / 2 x 5.9" | 5 x 15 cm / 2 x 5.9" |
| Длина плечевого ремня |  | 60 cm / 23.6"        | 60 cm / 23.6"        |
| Длина поясного ремня  |  | 40 cm / 15.7"        | 40 cm / 15.7"        |
| Цвет                  |  | Чёрный               | Чёрный               |

## Нагрудный жилет

Размер S Артикул:  
6631/51  
14 700 руб.

Размер M  
Артикул: 6632/51  
14 700 руб.

Размер L  
Артикул: 6731/51  
15 960 руб.



| Нагрудный жилет             |  | Размер S                 | Размер M                 | Размер L                   |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Артикул                     |  | 6631/6                   | 6632/6                   | 6731/6                     |
| Размер мягкой части (ш x в) |  | 33 x 30 cm<br>13 x 11.8" | 38 x 35 cm<br>15 x 13.8" | 44 x 41 cm<br>17.3 x 16.1" |
| Длина верхнего ремня        |  | 65 cm / 25.6"            | 65 cm / 25.6"            | 65 cm / 25.6"              |
| Цвет                        |  | Чёрный                   | Чёрный                   | Чёрный                     |

## Дополнительная обивка

красный



Размер 1  
Артикул: 6242

20 220 руб.

Размер 2  
Артикул: 6442

23 580 руб.

серый



Размер 1  
Артикул: 6240

20 220 руб.

Размер 2  
Артикул: 6440

23 580 руб.

зеленый




Размер 1  
Артикул: 6244

20 220 руб.

Размер 2  
Артикул: 6444

23 580 руб.

синий



Размер 1  
Артикул: 6243

20 220 руб.

Размер 2  
Артикул: 6443

23 580 руб.

розовый



Размер 1  
Артикул: 6241

20 220 руб.

Размер 2  
Артикул: 6441

23 580 руб.

Примечания:

Итого: руб.

## Модификация с прогулочным шасси

### Шасси Advantage A

Размер 1  
Артикул: 6202/4  
**222 230 руб.**

Размер 2  
Артикул: 6402/4  
**228 060 руб.**



### Технические характеристики:

| EASyS Advantage                       | размер 1             | размер 2          |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Высота ручки                          | 71,5 - 117 см        | 71,5 - 117 см     |
| Габариты (Д x Ш x В) только шасси     | 99,5 x 59,5 x 96 см  | 107 x 69 x 108 см |
| Габариты (Д x Ш x В) в сложенном виде | 81 x 59,5 x 38 см    | 81 x 69 x 38 см   |
| Габариты (Д x Ш x В) с сиденьем       | 99,5 x 59,5 x 114 см | 107 x 69 x 120 см |
| Габариты (Д x Ш x В) в сложенном виде | 82 x 59,5 x 42,5 см  | 86 x 69 x 55 см   |
| Размер колес поворотных (передние)    | 18 см                | 18 см             |
| Размер колес ( задние)                | 25 см                | 25 см             |
| Вес (без сиденья)                     | 9.8 кг               | 10.9 кг           |
| Вместимость корзины max               | 5 кг                 | 5 кг              |
| Вместимость max (с сиденьем)          | 50 кг                | 55 кг             |

## Аксессуары для прогулочного шасси

### Накладки на раму

Размер 1  
Артикул: 6622/6  
**11 030 руб.**





**Зимний мешок**

Размер 1  
 Артикул: 6618/5  
 37 400 руб.

Размер 2  
 Артикул: 6718/5  
 39 800 руб.


**Дождевик, прозрачный**

Размер 1  
 Артикул: 6739  
 14 700 руб.


**Навес с мешком для ног, прозрачный**

Размер 1  
 Артикул: 6638/1  
 24 840 руб.



\*только в сочетании с солнцезащитным и дождевым козырьком

**Навес с мешком для ног**

Размер 1  
 Артикул: 6637/6  
 44 730 руб.


**Навес**

Размер 1  
 Артикул: 6637/61  
 28 670 руб.


**Зонтик**

Размер 1  
 Артикул: 6594/2  
 10 710 руб.


**Сумка для аксессуаров**

Размер 1  
 Артикул: 6639/41  
 7 980 руб.



## Корзина

Размер 1  
 Артикул: 6294/1  
 30 030 руб.

Размер 2  
 Артикул: 6494/1  
 31 870 руб.

\*для шасси Advantage A



| Корзина для оборудования | Размер S                           | Размер M                             |
|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Артикул                  | <b>6294/1</b>                      | <b>6494/1</b>                        |
| Размер                   | 38 x 3 x 39 cm<br>15 x 1.2 x 15.4" | 43 x 3 x 39 cm<br>16.9 x 1.2 x 15.4" |

## Комплект пневматических колес

Размер 1  
 Артикул: 6647/1  
 47 460 руб.

\*для шасси Advantage A



## Опрокидыватель

Размер 1  
 Артикул: 6750/2  
 7 050 руб.



## Примечания:

Итого: руб.

Суммарно модификация *комнатная + прогулочная*

Итого: руб.