

Ф.И.О. ребенка:

Тел./Адрес доставки:

Примечания:

БЛАНК ЗАКАЗА HERCULES SMALL

Итого: руб.

Особенности:

- ✓ Регулировка глубины сиденья



- ✓ Регулировка подголовника по ширине и высоте



- ✓ Регулировка высоты спинки



- ✓ Быстросъемная пряжка для плечевых ремней



- ✓ Регулировка угла наклона спинки



- ✓ Регулировка уменьшающих подушек



Технические характеристики:

THOMASHILFEN Hercules Small

Глубина сиденья	31 - 42 см
Ширина сиденья	29 - 38 см
Высота спинки	57 - 80 см
Высота плеч (направ-я ремня)	33 - 60 см
Ширина плеч (направ-я ремня)	26 - 36.5 см
Угол наклона (базовая модель)	0 °
Угол наклона (с углом наклона осн-я 10 °)	0 ° / 2,5 ° / 5 ° / 7,5 ° / 10 °
Угол наклона (с углом наклона осн-я 20 °)	12,5 ° / 15 ° / 17,5 ° / 20 °
Длина голени	16 - 42 см
Высота боковых поддержек	28 - 34 см
Расстояние между бок. поддержками	20 - 33 см
Габариты (ШхВхГ)	55 x 85 x 34 см
Габариты в сложен. виде (ШхВхГ)	55 x 23 x 60 см
Вес сиденья (базовая модель)	11,6 кг
Мак рост пользователя	100 - 150 см
Мак вес пользователя	50 кг



Thomashilfen Hercules Small

Артикул: (9800004700000)

365 000 руб.



красный



голубой

Базовая комплектация:

- Автокресло
- Боковые поддержки подголовника
- Уменьшающие ширину подушки
- Боковые поддержки колен
- Плечевые поддержки
- 5-ти точечный ремень
- Накладка на паховый ремень

Удлинитель глубины
подголовника (+4 см)
Артикул: (9800004960000)
9 800 руб.



Подушка для головы
Артикул: (9800004940000)
16 500 руб.



Абдуктор
Артикул: (9800004880000)
32 400 руб.



Поддержка шеи
Артикул: (9800005620000)
30 650 руб.



Боковые поддержки, узкие

Артикул: (9800004860000)

32 700 руб.



!!! нельзя использовать вместе поддержки (9800004860000) и откидные поддержки (9800004870000)

Боковые поддержки, откидные, узкие

Артикул: (9800004870000)

55 350 руб.

**Подлокотники**

Артикул: (9800004890000)

61 500 руб.

**Столик**

Артикул: (9800004910000)

61 500 руб.



!!! только в сочетании с подлокотниками (9800004890000)

Подплечники (уменьшают ширину)

Артикул: (9800004830000)

22 100 руб.

**Дополнительное увеличение высоты кресла (+4 см)**

Артикул: (9800004950000)

7 550 руб.



Подставка для ног, складная

Артикул: (9800004810000)

56 500 руб.



!!! нельзя использовать вместе с стабилизацией спереди

Стабилизация спереди

Артикул: (9800004800000)

28 750 руб.



*Функция наклона 10°

(0°, 2.5°, 5°, 7.5°, 10°)



*при заказе данной функции всегда указывайте необходимость ее установки заранее

Не смонтирована

Артикул: (9800004760000)

37 450 руб.

Предварительно смонтирована

Артикул: (9800004761000)

37 450 руб.

*Функция наклона

от 12,5 до 20°

(12.5°, 15°, 17.5°, 20°)



!!!! доступна только про заказе "Функция наклона 10°"

Артикул: (9800004770000)

13 580 руб.

Поворотная платформа



Не смонтирована

Артикул: (9800004750000)

55 900 руб.

Предварительно смонтирована

Артикул: (9800004751000)

55 900 руб.

*при заказе данной функции всегда указывайте необходимость ее установки заранее

Соединение Seatfix

Артикул: (9800004790000)

22 900 руб.



*обязательная опция для стабилизации; Адаптер Seatfix и зажимную дугу нельзя использовать вместе

Зажимная дуга

Артикул: (9800004210000)

15 600 руб.



Подушка для платформы

Артикул: (9800005130000)

13 450 руб.



*подушка рекомендуется для автомобильных сидений с регулируемым механизмом регулировки сиденья, чтобы компенсировать контактную поверхность функциональной пластины и автомобильного сиденья

Соединитель нагрудных ремней

Артикул: (9800004230000)

1 850 руб.



Направляющая ремня с другой стороны

Артикул: (9800004900000)

17 100 руб.



Коврик для защиты кресла автомобиля

Артикул: (9800008141000)


7 050 руб.



Защитный чехол для сиденья

Артикул: (9800069610000)

15 600 руб.



Защитная накладка на магнитном замке

Артикул: (9800004980000)

22 500 руб.



Примечания:

Итого: руб.