

Ф.И.О. ребенка:

Тел./Адрес доставки:

Примечания:

БЛАНК ЗАКАЗА tRide

Сиденье EASyS tRide + передние колеса с поворотным замком, дизайн-пакет зеленый

Размер 1

Артикул: 6222

221 000 руб.

Размер 2

Артикул: 6422

225 000 руб.



Сиденье EASyS tRide + передние колеса с поворотным замком, дизайн-пакет розовый

Размер 1

Артикул: 6220

221 000 руб.

Размер 2

Артикул: 6420

225 000 руб.



Сиденье EASyS tRide + передние колеса с поворотным замком, дизайн-пакет серый

Размер 1

Артикул: 6221

221 000 руб.

Размер 2

Артикул: 6421

225 000 руб.



ДИЗАЙН-ПАКЕТ включает: обивку подголовника; корзину; обивку сиденья и спинки; боковую обивку; обивку опоры для рук; обивку подножек

Особенности:



Регулировка угла наклона сиденья



Регулировка подголовника по трем осям



Регулировка подголовника и спинки по высоте



Адаптируемое сиденье под индивидуальные параметры



Регулировка подножки по высоте и углу наклона

Базовая комплектация:

- 4-точечный ремень
- поручень-ограничитель
- подголовник
- крепление для подголовника




Технические характеристики:

EASyS tRide	tRide 1	tRide 2
Глубина сиденья	17 - 28 см	24 - 35 см
Ширина сиденья	20 - 30 см	26 - 35 см
Высота сиденья	26 - 42 см	32 - 52 см
Длина голени	17 - 30 см	25 - 36 см
Угол бедра	От 90 ° до 140 °	От 90 ° до 140 °
Угол колена	От 90 ° до 180 °	От 90 ° до 180 °
Угол стопы	От 78 ° до 100 °	От 78 ° до 100 °
Опора рычага рег-ки высоты	10 - 14 см	12 - 18 см
Опора для рук (Ш x В)	21 x 10 см	29 x 12 см
Подставка для ног (Ш x Г)	29 x 18 см	33 x 21 см
Габариты (Д x Ш x В)	85 x 41 x 57 см	98 x 46 x 46 см
В сложенном виде (Д x Ш x В)	63 x 36 x 38 см	76 x 46 x 50 см
Вес сиденья	8 кг	10.8 кг
Вес пользователя max	35 кг	40 кг
Вес шасси	8.2 кг	9 кг
Вес сиденье + шасси	16.2 кг	19.8 кг

Держатели стоп

Артикул: 6648/1
4 560 руб.




Накладка для голени

Артикул: 6635/5
3 990 руб.



Столик, прозрачный

Размер 1
Артикул: 6628/1
28 500 руб.



Размер 2
Артикул:
6728/1
29 830 руб.


Столик, черный

Размер 1,2
Артикул: 6650
12 350 руб.



Поручень, черный


Размер 1
Артикул: 6621/4
6 232 руб.



Размер 2
Артикул: 6721/4
6 536 руб.

Абдуктор

Размер 1
Артикул: 6620/6
10 450 руб.




Размер 2
Артикул: 6720/6
10 830 руб.

***входит в базовую комплектацию**


Боковые поддержки с ремнем

Артикул: 6633/2
22 230 руб.



Боковые поддержки


Размер 1
Артикул: 6634/6
18 620 руб.



Размер 2
Артикул: 6734/6
19 190 руб.

2-точечный тазовый ремень

Размер 1
 Артикул: 8420/1
 5 928 руб.



Размер 2
 Артикул: 8470/1
 6 384 руб.

4-точечный тазовый ремень

Размер 1
 Артикул: 8421/1
 7 904 руб.




Размер 2
 Артикул: 8471/1
 8 512 руб.

*входит в базовую комплектацию

Ремни для разведения ног

Размер 1
 Артикул: 6614/6
 8 512 руб.



Размер 2
 Артикул: 6714/6
 9 120 руб.

Накладки на раму

Размер 1
 Артикул: 6622/6
 6 840 руб.



Нагрудный ремень-бабочка, широкий

Размер S
 Артикул: 6616/6
 8 512 руб.




Размер M
 Артикул: 6617/6
 8 512 руб.

Размер L
 Артикул: 6717/6
 8 968 руб.

Butterfly/chest harness		size S	size M	size L
Item code		6616/6	6617/6	6717/6
A		18.5 cm / 7.3"	25 cm / 9.8"	25.5 cm / 10"
B		30 cm / 11.8"	33.5 cm / 13.2"	45 cm / 17.7"
C		16 cm / 6.3"	18.5 cm / 7.3"	23 cm / 9.1"
D		14 cm / 5.5"	17 cm / 6.7"	22 cm / 8.7"
E		11.5 cm / 4.5"	10.5 cm / 4.1"	11.5 cm / 4.5"
F		18 cm / 7.1"	21.5 cm / 8.5"	25 cm / 9.8"

Нагрудный ремень-бабочка, узкий

Размер S
 Артикул: 6385/3
 10 488 руб.



Размер M
 Артикул: 6585/3
 10 944 руб.

Butterfly/chest harness, flexible		size S	size M
Item code		6385/3	6585/3
A		12 cm / 4.7"	18 cm / 7.1"
B		21 cm / 8.3"	33 cm / 13"
C		11.5 cm / 4.5"	15 cm / 5.9"
D		9.5 cm / 3.7"	18 cm / 7.1"
E		6 cm / 2.4"	10 cm / 3.9"
F		21 cm / 8.3"	27 cm / 10.6"

H-образный ремень с накладкой

Размер 1, 2
 Артикул: 6629/5
 6 232 руб.



H-belt, padded		size 1	size 2
Item code		6629/7	6629/7
Size Shoulder pads (w x l)		5 x 15 cm / 2 x 5.9"	5 x 15 cm / 2 x 5.9"
Shoulder belt length		60 cm / 23.6"	60 cm / 23.6"
Pelvis belt length		40 cm / 15.7"	40 cm / 15.7"
Color		black	black

Нагрудный жилет

Размер S
 Артикул: 6631/6
 9 120 руб.



Размер M
 Артикул: 6632/6
 9 120 руб.

Размер L
 Артикул: 6731/6
 9 880 руб.

Seat waistcoat		size S	size M	size L
Item code		6631/6	6632/6	6731/6
Upholstered surface (w x l)		33 x 30 cm	38 x 35 cm	44 x 41 cm
		13 x 11.8"	15 x 13.8"	17.3 x 16.1"
Belt length, top		65 cm / 25.6"	65 cm / 25.6"	65 cm / 25.6"
Color		black	black	black

Летний мешок

Размер 1
 Артикул: 6619/5
 19 380 руб.

Размер 2
 Артикул: 6719/5
 20 520 руб.

Зимний мешок

Размер 1
 Артикул: 6618/5
 23 180 руб.

Размер 2
 Артикул: 6718/5
 24 700 руб.



Дождевик, прозрачный

Артикул: 6739
 9 120 руб.



Навес с мешком для ног, прозрачный

Артикул: 6638/1
 15 390 руб.



*только в сочетании с солнцезащитным и дождевым козырьком

Навес с мешком для ног

Артикул: 6637/6
 27 740 руб.



Навес

Артикул: 6637/61
 17 784 руб.



ЗОНТ

Артикул: 6594
 6 650 руб.



Корзина

Размер 1
Артикул: 6294
18 620 руб.

Размер 2
Артикул: 6494
19 760 руб.

*для шасси Advantage A



Опрокидыватель

Размер 1
Артикул: 6750/1
4 370 руб.



Комплект пневматических колес

Артикул: 6647
29 450 руб.



Примечания:

Итого: руб.