

Ф.И.О. ребенка:

Тел./Адрес доставки:

Примечания:

БЛАНК ЗАКАЗА ADVANTAGE

Особенности:





Регулировка угла наклона рамы от -7 до +31°



Ножные педали для регулировки угла наклона и высоты



Регулировка высоты рамы от 29 до 69 см



Рама адаптируется под 1 и 2 размер

Сиденье EASyS Advantage + комнатная рама Q (Hi-Low)

Размер 1

Артикул: 6609/8 + 6666/6

355 425 руб.

Размер 2

Артикул: 6709/8 + 6666/6

377 475 руб.



Кресло EASyS Advantage

Технические характеристики:

EASYS ADVANTAGE	размер 1	размер 2
Глубина сиденья	19 - 30 см	27 - 38 см
Ширина сиденья	19 - 31 см	25 - 37 см
Высота спинки	41.5 - 68 см	55 - 74 см
Длина голени	17.5 - 29 см	21 - 37 см
Угол бедра	90° - 180°	90° - 180°
Угол колена	90° - 180°	90° - 180°
Угол стопы	78° - 100°	78° - 100°
Высота сиденья	29 - 69 см	29 - 69 см
Наклон сиденья (по напр-ю движ-я)	- 7° - 31°	- 7° - 31°
Направляющая бедер (Ш x В)	23 x 12 см	30 x 15 см
Подножка (Ш x Г)	28 x 18 см	32 x 21 см
Вес сиденья	9 кг	10.4 кг
Вес пользователя max	35 кг	40 кг



Базовая комплектация:

- подголовник
- абдуктор
- поручень
- боковые поддержки
- 4-точечный тазовый ремень
- держатели стоп
- рама Q (hi-low)
- адаптер к раме Q



*выберите нужный Вам цвет обивки




красный



серый



зеленый



синий



розовый

Шасси Advantage Q (Hi-Low)

Технические характеристики:

EASyS Advantage

Наклон сиденья	от -7° до + 31°
Высота сиденья	29 - 69 см
Размер колес (передние)	100 мм
Размер колес (задние с тормозом)	100 мм
Габариты (Ш x В x Д)	54 x 59 x 73 см
Вес (без сиденья)	13.5 кг
Вместимость max	50 кг



Адаптер для шасси Q

*небходим в сочетании с шасси Advantage Q

Толкатель для шасси Q

Размер 1

Артикул: 6660/1

40 808 руб.



Абдуктор

Размер 1
 Артикул: 6620/6
 12 215 руб.

Размер 2
 Артикул: 6720/6
 12 659 руб.



Поручень

Размер 1
 Артикул: 6621/5
 9 106 руб.

Размер 2
 Артикул: 6721/5
 10 882 руб.



* входит в базовую комплектацию

* входит в базовую комплектацию

Столик, черный

Размер 1, 2
 Артикул: 6650
 18 044 руб.



Столик, прозрачный

Размер 1
 Артикул: 6628/1
 41 641 руб.

Размер 2
 Артикул: 6728/1
 43 586 руб.



Боковые поддержки с ремнем

Размер 1, 2
 Артикул: 6633/2
 25 984 руб.



Боковые поддержки

Размер 1
 Артикул: 6634/6
 21 763 руб.

Размер 2
 Артикул: 6734/6
 22 431 руб.



* входит в базовую комплектацию

Держатели стоп

Артикул: 6648/2
 6 662 руб.



Накладка для голени

Артикул: 6635/5
 5 831 руб.



* входит в базовую комплектацию

Подголовник

Размер 1
 Артикул: 6624/6
 23 318 руб.

Размер 2
 Артикул: 6724/6
 23 874 руб.



Подголовник, гибкий

Размер 1, 2
 Артикул: 6623/1
 21 931 руб.



*входит в базовую комплектацию

Обивка для держателя рамы подножки

Размер 1
 Артикул: 6230
 2 499 руб.



2-точечный тазовый ремень

Размер 1
 Артикул: 8420/1
 8 661 руб.

Размер 2
 Артикул: 8470/1
 9 328 руб.



4-точечный тазовый ремень

Размер 1
 Артикул: 8421/1
 11 549 руб.

Размер 2
 Артикул: 8471/1
 12 437 руб.



* входит в базовую комплектацию

Ремни для разведения ног

Размер 1
 Артикул: 6614/6
 12 437 руб.

Размер 2
 Артикул: 6714/6
 13 102 руб.



Нагрудный ремень-бабочка, широкий

Размер S
 Артикул: 6616/6
 12 437 руб.

Размер M
 Артикул: 6617/6
 12 437 руб.

Размер L
 Артикул: 6717/6
 13 102 руб.



Butterfly/chest harness	size S	size M	size L
Item code	6616/6	6617/6	6717/6
A	18.5 cm / 7.3"	25 cm / 9.8"	25.5 cm / 10"
B	30 cm / 11.8"	33.5 cm / 13.2"	45 cm / 17.7"
C	16 cm / 6.3"	18.5 cm / 7.3"	23 cm / 9.1"
D	14 cm / 5.5"	17 cm / 6.7"	22 cm / 8.7"
E	11.5 cm / 4.5"	10.5 cm / 4.1"	11.5 cm / 4.5"
F	18 cm / 7.1"	21.5 cm / 8.5"	25 cm / 9.8"

Нагрудный ремень-бабочка, узкий

Размер S
 Артикул: 6385/3
 15 324 руб.

Размер M
 Артикул: 6585/3
 15 992 руб.



Butterfly/chest harness, flexible	size S	size M
Item code	6385/3	6585/3
A	12 cm / 4.7"	18 cm / 7.1"
B	21 cm / 8.3"	33 cm / 13"
C	11.5 cm / 4.5"	15 cm / 5.9"
D	9.5 cm / 3.7"	18 cm / 7.1"
E	6 cm / 2.4"	10 cm / 3.9"
F	21 cm / 8.3"	27 cm / 10.6"

H-образный ремень с накладкой

Размер 1, 2
 Артикул: 6629/5
 9 106 руб.



H-belt, padded	size 1	size 2
Item code	6629/7	6629/7
Size Shoulder pads (w x l)	5 x 15 cm / 2 x 5.9"	5 x 15 cm / 2 x 5.9"
Shoulder belt length	60 cm / 23.6"	60 cm / 23.6"
Pelvis belt length	40 cm / 15.7"	40 cm / 15.7"
Color	black	black

Нагрудный жилет

Размер S
 Артикул: 6631/51
 13 326 руб.

Размер M
 Артикул: 6632/51
 13 326 руб.

Размер L
 Артикул: 6731/51
 14 435 руб.



Seat waistcoat	size S	size M	size L
Item code	6631/6	6632/6	6731/6
Upholstered surface (w x l)	33 x 30 cm	38 x 35 cm	44 x 41 cm
	13 x 11.8"	15 x 13.8"	17.3 x 16.1"
Belt length, top	65 cm / 25.6"	65 cm / 25.6"	65 cm / 25.6"
Color	black	black	black

Дополнительная обивка

красный



Размер 1
Артикул: 6247

18 321 руб.

Размер 2
Артикул: 6447

21 377 руб.

серый



Размер 1
Артикул: 6245

18 321 руб.

Размер 2
Артикул: 6445

21 377 руб.

зеленый




Размер 1
Артикул: 6249

18 321 руб.

Размер 2
Артикул: 6449

21 377 руб.

синий



Размер 1
Артикул: 6248

18 321 руб.

Размер 2
Артикул: 6448

21 377 руб.

розовый



Размер 1
Артикул: 6246

18 321 руб.

Размер 2
Артикул: 6446

21 377 руб.

Примечания:

Итого:

руб.

Модификация с прогулочным шасси

Шасси Advantage A

Размер 1
 Артикул: 6201/3
201 540 руб.

Размер 2
 Артикул: 6401/3
206 815 руб.



Технические характеристики:

EASyS Advantage	размер 1	размер 2
Высота ручки	71,5 - 117 см	71,5 - 117 см
Габариты (Д x Ш x В) только шасси	99,5 x 59,5 x 96 см	107 x 69 x 108 см
Габариты (Д x Ш x В) в сложенном виде	81 x 59,5 x 38 см	81 x 69 x 38 см
Габариты (Д x Ш x В) с сиденьем	99,5 x 59,5 x 114 см	107 x 69 x 120 см
Габариты (Д x Ш x В) в сложенном виде	82 x 59,5 x 42,5 см	86 x 69 x 55 см
Размер колес поворотных (передние)	18 см	18 см
Размер колес (задние)	25 см	25 см
Вес (без сиденья)	9.8 кг	10.9 кг
Вместимость корзины max	5 кг	5 кг
Вместимость max (с сиденьем)	50 кг	55 кг

Аксессуары для прогулочного шасси

Накладки на раму

Размер 1
 Артикул: 6622/6
9 994 руб.



Зимний мешок

Размер 1
 Артикул: 6618/5
 33 868 руб.

Размер 2
 Артикул: 6718/5
 36 090 руб.



Дождевик, прозрачный

Размер 1
 Артикул: 6739
 13 326 руб.



Навес с мешком для ног, прозрачный

Размер 1
 Артикул: 6638/1
 22 487 руб.



*только в сочетании с солнцезащитным и дождевым козырьком

Навес с мешком для ног

Размер 1
 Артикул: 6637/6
 40 530 руб.



Навес

Размер 1
 Артикул: 6637/61
 25 984 руб.



Зонтик

Размер 1
 Артикул: 6594/2
 9 717 руб.



Сумка для аксессуаров

Размер 1
 Артикул: 6639/41
 7 218 руб.



Корзина для оборудования

Размер 1
 Артикул: 6294/1
 27 204 руб.

Размер 2
 Артикул: 6494/1
 28 871 руб.

*для шасси Advantage A



Vent tray	size 1	size 2
Item code	6294/1	6494/1
Size (w x h x l)	38 x 3 x 39 cm 15 x 1.2 x 15.4"	43 x 3 x 39 cm 16.9 x 1.2 x 15.4"

Комплект пневматических колес

Размер 1
 Артикул: 6647/1
 43 030 руб.

*для шасси Advantage A



Опрокидыватель

Артикул: 6750/2
 6 386 руб.



Примечания:

Итого: руб.

Суммарно модификация *комнатная + прогулочная*

Итого: руб.