

Ф.И.О. ребенка:

Тел./Адрес доставки:

Примечания:

## БЛАНК ЗАКАЗА


# Major

### Особенности:

- ✓ регулировка подголовника по высоте



- ✓ регулировка ремня



- ✓ встроенный подстаканник



- ✓ увеличение плечевого ремня по мере роста ребенка



- ✓ разъемы Isofix для крепления в автомобилях



- ✓ протестировано согласно ECE-R44/04



### Технические характеристики:

<b>THOMASHILFEN Major</b>	
Глубина сиденья	32 см
Ширина сиденья спереди (с опорами)	31,5 см
Ширина сиденья сзади (с опорами)	26 см
Высота спинки сиденья	62–74 см
Высота плеч (направляющая ремня)	25,5 - 42 см
Длина голени (подножка крепится к переходной пластине)	18,5 - 37,5 см
Длина голени (подставка для ног на шарнирном осн-ии + рег. осн-е)	23 - 42 см
Габариты (ШхВхГ)	56 x 71 x 40 см
Вес сиденья	6 кг
Вес пользователя max	9 - 36 кг



**Thomashilfen Major**  
**253 500 руб.**



красный

Артикул: 611



синий

Артикул: 612



зеленый

Артикул: 613



серый

Артикул: 610



розовый

Артикул: 614

## Крепёжная пластина

Артикул: (500)  
32 100 руб.



\* для полной стабилизации всегда используйте поворотное основание с адаптером Isofix или стабилизирующей дугой



## Поворотная платформа

Артикул: (501)  
50 400 руб.



+

## Подушка для платформы

Артикул: (513)  
10 700 руб.

Наклон основания  
(5,5 ° / 11 ° / 16 °)

Артикул: (502)  
44 300 руб.



**Соединение Isofix**

Артикул: (506)  
16 200 руб.



**Зажимная дуга, задняя**

Артикул: (507)  
6 100 руб.



**Задний стабилизатор**

Артикул: (E66308)  
6 100 руб.



\*для полной стабилизации всегда используйте поворотную платформу с подставкой для ног

\*требуется при использовании поворотной платформы

**Подставка для ног, размер 1**

Артикул: (503)  
45 500 руб.



**Подставка для ног, размер 2**

Артикул: (504)  
48 900 руб.



**Подушка для подставки для ног**

Артикул: (E11050)  
7 650 руб.



\*комбинируется с 503

**Стабилизация спереди**

Артикул: (505)  
19 250 руб.



**Увеличение глубины сиденья +13 см**

Артикул: (508)  
55 300 руб.



**Абдуктор**

Артикул: (509)  
19 850 руб.



## Абдуктор, мягкий

Артикул: (670)  
5 500 руб.




## Столик

Артикул: (673)  
44 900 руб.



## Клин для сиденья, снаружи

Артикул: (671)  
17 700 руб.



\*клин для сиденья и поворотную платформу  
нельзя использовать одновременно!!!

## Клин для сиденья, внутри

Артикул: (672)  
23 850 руб.



## Набедренные накладки



красный

Артикул: 674/1  
13 750 руб.

синий

Артикул: 674/2  
13 750 руб

розовый

Артикул: 674/4  
13 750 руб

зелёный

Артикул: 674/3  
13 750 руб

серый

Артикул: 674/0  
13 750 руб

## Увеличенная паховая накладка



красный

Артикул: 676/1  
10 700 руб.

синий

Артикул: 676/2  
10 700 руб.

розовый

Артикул: 676/4  
10 700 руб.

зелёный

Артикул: 676/3  
10 700 руб.

серый

Артикул: 676/0  
10 700 руб.

## Боковые поддержки, мягкие



красный

Артикул: 675/1  
13 750 руб.

синий

Артикул: 675/2  
13 750 руб.

розовый

Артикул: 675/4  
13 750 руб.

зелёный

Артикул: 675/3  
13 750 руб.

серый

Артикул: 675/0  
13 750 руб.

## Жилет

Размер 2

Артикул: (826)

8 250 руб.

(для детей ростом до 31 см)



## Коврик для защиты кресла автомобиля

Артикул: (814)  
7 050 руб.



## Примечания:

Итого: руб.