

50
YEARS

Thomashilfen

PIONEER
SINCE 1969

Thomashilfen

НОВЫЙ

GMFCS Уровень III-V

до 80 кг

HERCULES XL

Безопасно на дороге с надёжной опорой
– для подростков и взрослых


Thomashilfen

THOMASHILFEN

HERCULES XL

” Необходимо стабильное решение, которое позволит подросткам и взрослым с особыми потребностями безопасно передвигаться по дорогам.

Thomashilfen Hercules XL отлично подходит, когда стандартные реабилитационные автокресла становятся слишком малы. Модульное кресло XL с позиционирующим механизмом предлагает привычные функции реабилитационного автокресла и может быть индивидуально отрегулировано с помощью широкого выбора аксессуаров. Ведь когда требуется интенсивная поддержка головы и верхней части тела, простой трёхточечной системы автомобильного ремня безопасности недостаточно.

Для удобного и безопасного положения сиденья в каждой поездке. “

Всегда рекомендуется для

- всех диагнозов, включающих ограниченный контроль над туловищем



Компания Thomashilfen уже более 30 лет обеспечивает детей с особыми потребностями реабилитационными автокреслами. Сегодня мы также используем наши ноу-хау для разработки собственных автокресел. В них вкладывается весь наш многолетний опыт работы с потребностями детей и родителей.

Gunnar Thomas, владелец



В ПОВСЕДНЕВНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ



Всегда регулируйте положение сиденья в автомобиле, который будет использоваться в дальнейшем. Расстояние от сиденья до крыши автомобиля должно составлять не менее 95 см. Чтобы высоким пользователям было удобно сидеть и не было тесно, мы рекомендуем расстояние около 110 см.

БОЛЬШОЙ СТАНОВИТСЯ МАЛЕНЬКИМ И УДОБНЫМ



Сиденье с регулируемой высотой XL можно быстро сложить до небольшого удобного размера всего за несколько простых шагов.

Позиционирующее сиденье также можно легко перевозить в небольшом багажнике автомобиля и складывать для экономии места.



You Tube

Посмотрите видео:
Как быстро и легко установить
Hercules XL в вашем автомобиле

ПОДУШКА-ПОДГОЛОВНИК

Для большего удобства и поддержки подголовник можно плавно регулировать по высоте



5-ТОЧЕЧНЫЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

Мягкие наплечники обеспечивают дополнительную поддержку и удобное положение сидя. Нужная длина ремня быстро регулируется с помощью двух пряжек



ПРЯЖКА ДЛЯ РЕМНЯ

Плечевые ремни можно отдельно застегнуть на быстросъемной застёжке, что облегчает процесс пристёгивания

НАКЛАДКА НА ПАХ

Скрывает пряжку ремня и уменьшает давление на чувствительную область живота



ГЛУБИНА СИДЕНЬЯ

Плавная регулировка на 6 см, индивидуальная адаптация к росту пользователя





НАПРАВЛЯЮЩАЯ РЕМНЯ

Для 3-точечного ремня безопасности транспортного средства. Можно использовать как справа, так и слева. Позиционирующее сиденье можно закрепить быстро и легко

ОБИВКА

Плотная обивка для комфортного сидения без раздражающего потоотделения. Дышащий чехол можно полностью снять и постирать при температуре 40°C.



ЗАДНИЙ УГОЛ

Можно плавно отрегулировать по отношению к спинке двумя быстрыми движениями. Инструменты не требуются, просто используйте красные быстросъемные стержни

БОКОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Намеренно низкое, чтобы пользователям было легче садиться и выходить из сиденья и, таким образом, облегчить перемещение для родителей и опекунов

АКСЕССУАРЫ – индивидуальные, удобные и безопасные

Широкий ассортимент прочных, специально разработанных реабилитационных аксессуаров также обеспечивает подросткам и взрослым необходимую поддержку и комфорт в автомобиле.

Полный обзор можно найти в Интернете: www.thomashilfen.ru

Функциональные базы



ФУНКЦИЯ ПОВОРОТА

Облегчает перемещение.

Позиционирующее сиденье можно повернуть влево или вправо

Чтобы облегчить перемещение более тяжёлых пользователей с особыми потребностями, функция поворота сиденья существенно облегчает нагрузку на спину ухаживающего. Поворот сиденья можно менять слева направо. Фиксатор специально установлен сзади, чтобы предотвратить непреднамеренное отпущивание во время движения.



ФУНКЦИЯ НАКЛОНА

Позволяет наклонять сиденье в несколько этапов для удобного положения отдыха

В случаях слабого контроля над верхней частью тела и головой (гипотонический, «вялый»), Регулируемый угол наклона сиденья играет важную роль, предотвращая опрокидывание вперёд. Пользователь сидит в расслабленном положении, не прилагая усилий для удержания. Необходимый угол наклона можно отрегулировать по мере необходимости.

Стабильность системы позиционирования



SEATFIX (за сиденьем)

Надёжно удерживает сиденье на месте во время поездки, даже без пользователя



ЗАЖИМНАЯ ДУГА (задняя)

Обеспечивает надёжную фиксацию сиденья при отсутствии крепления Isofix



СТАБИЛИЗАЦИЯ СПЕРЕДИ

Гарантирует надёжную фиксацию сиденья в области ног

Особенно при использовании функции поворота и наклона позиционирующее сиденье подвергается дополнительной нагрузке при ежедневном использовании.

Полезные аксессуары

следует использовать для стабилизации позиционирующего сиденья в автомобиле — для лучшей управляемости и большей безопасности для пользователей и лиц, осуществляющих уход.

Хорошее положение сиденья



БОКОВЫЕ ПОДДЕРЖКИ

(Фиксированные)

Обеспечивают стабильную боковую поддержку и поддержку верхней части тела



БОКОВЫЕ ПОДДЕРЖКИ

(Откидные)

Обеспечивают надёжную поддержку верхней части тела и облегчают перемещение для пользователя и лица, осуществляющего уход



АБДУКТОР

Улучшает управление ногами и предотвращает перекрещивание ног



БОКОВЫЕ ПОДДЕРЖКИ КОЛЕН

Поддерживает устойчивое положение сидя, а также обеспечивает необходимую поддержку бёдер

THOMASHILFEN Hercules XL



Все подробности онлайн:

www.thomashilfen.com//hercules-xl



Надёжная поддержка головы и ног



ПОДГОЛОВНИК

Для правильного
расположения головы и
надёжной фиксации



ПОДНОЖКА (складная)

Помогает садиться и выходить из
сиденья и предотвращает
соскальзывание с сиденья
(регулируется по высоте и углу наклона)

КРАШ-ТЕСТ

для доказательства
прочности успешно пройден
в соответствии с ЕЭК Р 44/04

Hercules XL

Festigkeitsnachweis
durch Crashtest
in Anlehnung an
ECE R 44/04
Test-Nr. S201006002

Proof of strength
by crash test
in accordance to
ECE R 44/04
Test-No. S201006002

Пользователь и транспортное средство надёжно защищены



СОЕДИНИТЕЛЬ НАГРУДНЫХ РЕМНЕЙ

Предотвращает опасное скручивание
ремней и обеспечивает их надёжную
фиксацию



ПОДУШКА ДЛЯ ПЛАТФОРМЫ

Обеспечивает максимальную
контактную поверхность между сиденьем
автомобиля и функциональной базой для
более лёгкого переноса



КОВРИК ДЛЯ ЗАЩИТЫ КРЕСЛА АВТОМОБИЛЯ

Защищает сиденье
автомобиля и имеет спереди 3 практичных
кармана для мелких предметов

Полный обзор
аксессуаров можно
найти в форме заказа
на нашем сайте:
www.thomashilfen.ru

Технические характеристики:

THOMASHILFEN Hercules Prime	
Глубина сиденья	40 - 46 см
Ширина сиденья	38 см
Высота спинки	67 - 80 см
Ширина спинки	45 см
Высота плеч (направ-я ремня)	42 - 64 см
Ширина плеч (направ-я ремня)	42 - 51 см
Угол наклона (базовая модель)	0 °
Угол наклона (с углом наклона осн-я 10 °)	0 ° / 2,5 ° / 5 ° / 7,5 ° / 10 °
Угол наклона (с углом наклона осн-я 20 °)	10 ° / 12,5 ° / 15 ° / 17,5 ° / 20 °
Длина голени	17 - 43 см
Высота боковых поддержек	26 - 36 см
Расстояние между бок. поддержками	35 см
Габариты (шхвхг)	52 x 88 x 43 см
Габариты в слож. виде (шхвхг)	52 x 21 x 73 см
Вес сиденья (базовая модель)	12,3 кг
Мак рост пользователя	130 - 180 см
Мак вес пользователя	80 кг

Стандартные функции:

Сиденье и спинка со встроенной регулировкой глубины сиденья; плавная регулировка угла наклона спинки с помощью быстросъёмного рычага; дышащая обивка с огнестойкой тканью покрытия; регулируемые по высоте подголовник, подушка спины, подушка для таза, подушка сиденья, накладка на пах; 5-точечный ремень безопасности с наплечниками; направляющая для 3-точечного ремня безопасности автомобиля (можно использовать справа или слева); подготовленные варианты крепления для всех аксессуаров; съёмные чехлы, можно стирать в стиральной машине при температуре до 40 °C


Thomashilfen

Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG · Walkmühlenstraße 1 · D - 27432 Бремерфёрде
Телефон: +49 (0)4761 886-63 или -68 · Факс: +49 (0)4761 886-19 · www.thomashilfen.com