

Ф.И.О. ребенка:

Тел./Адрес доставки:

Примечания:

БЛАНК ЗАКАЗА Axkid One 3 Reha

Особенности:

✓ съёмный абдуктор



✓ боковые поддержки



✓ колесо для регулировки наклона сиденья



✓ 12-кратная регулировка подголовника по высоте



✓ направление назад для безопасного перемещения



✓ быстрая установка в автомобиле



Технические характеристики:

Axkid One 3 Reha

Глубина сиденья	до пахового ремня	16 см
	до переднего края	28 см
Ширина сиденья		21 - 29 см
Высота спинки (внутри сиденья)		30 - 41 см
Высота спинки		52 - 63 см
Высота плеч		26 - 37 см
Наклон сиденья (в базе)		45° / 65°
Габариты (Ш x В x Д)		44 x 76 x 54 см
Вес сиденья		9,9 кг
Вместимость		23 кг
Рост ребёнка		61 - 125 см



Axkid One 3 Reha
430 700 руб.

Головодержатель

Артикул: (8065/51)

13 900 руб.



Защитный коврик
для автокресла

Артикул: (814/1)

7 300 руб.



Жилет для ремня
безопасности

Артикул: (826)

9 500 руб.



Примечание:

Итого: руб.