

Ф.И.О. ребенка:

Тел./Адрес доставки:


Примечания:

БЛАНК ЗАКАЗА ADVANTAGE S

Особенности:



Регулировка угла наклона рамы от -15 до +35°



Рама адаптируется под 1 и 2 размер



Регулировка высоты рамы от 39 до 58.5 см



Тормоза на задних колесах

Сиденье EASyS Advantage S + комнатная рама Z

Размер 1

Артикул: 6205/4 + 6691/6

324 700 руб.

Размер 2

Артикул: 6405/4 + 6691/6

330 200 руб.

Кресло EASyS Advantage S

Технические характеристики:

EASyS Advantage S	Размер 1	Размер 2
Глубина сиденья	19 - 30 см	27 - 38 см
Ширина сиденья	19 - 31 см	25 - 37 см
Высота спинки	41.5 - 68 см	55 - 74 см
Длина голени	17.5 - 29 см	21 - 37 см
Угол бедра	90° - 130°	90° - 130°
Угол колена	90° - 180°	90° - 180°
Угол стопы	78° - 100°	78° - 100°
Высота сиденья	39 - 58.5 см	39 - 58.5 см
Наклон сиденья (по напр-ю движ-я)	-15 до +35°	-15 до +35°
Направляющая бедер (Ш x В)	23 x 12 см	30 x 15 см
Подножка (Ш x Г)	28 x 18 см	32 x 21 см
Вес сиденья	9 кг	10.4 кг
Вес пользователя max	35 кг	40 кг



Комнатная рама Z

Технические характеристики:

EASyS Advantage

Угол наклона сиденья	от - 15° до + 35°
Высота сиденья	39 - 58.5 см
Размер колес (передние)	70 мм
Размер колес (задние)	70 мм
Габариты (Ш x В x Д)	54 x (33 - 51) x 65 см
Вес (без сиденья)	7.2 кг
Вес пользователя max	40 кг



*выберите нужный Вам цвет обивки




красный




серый



зеленый



синий



розовый

Базовая комплектация:

- подголовник
- абдуктор
- поручень
- боковые поддержки
- 4-точечный тазовый ремень
- держатели стоп
- комнатная рама Z



Абдуктор

Размер 1
 Артикул: 6620/6
 16 860 руб.

Размер 2
 Артикул: 6720/6
 17 500 руб.



Поручень

Размер 1
 Артикул: 6621/5
 10 100 руб.

Размер 2
 Артикул: 6721/5
 12 030 руб.



*входит в базовую комплектацию

*входит в базовую комплектацию

Столик, черный

Размер 1, 2
 Артикул: 6650
 19 900 руб.



Столик, прозрачный

Размер 1
 Артикул: 6628/1
 45 940 руб.

Размер 2
 Артикул: 6728/1
 48 100 руб.



Держатели стоп

Артикул: 6648/2
 7 350 руб.



Накладка для голени

Артикул: 6635/5
 6 460 руб.



*входит в базовую комплектацию

Боковые поддержки с ремнем

Размер 1, 2
 Артикул: 6633/2
 35 805 руб.



Боковые поддержки

Размер 1
 Артикул: 6634/6
 30 030 руб.



Размер 2
 Артикул: 6734/6
 30 930 руб.

*входит в базовую комплектацию

Подголовник

Размер 1
 Артикул: 6624/6
 25 730 руб.



Размер 2
 Артикул: 6724/6
 26 360 руб.

Подголовник, гибкий

Размер 1, 2
 Артикул: 6623/1
 24 200 руб.



*входит в базовую комплектацию

2-точечный тазовый ремень

Размер 1
 Артикул: 8420/1
 9 560 руб.



Размер 2
 Артикул: 8470/1
 13 760 руб.

4-точечный тазовый ремень

Размер 1
 Артикул: 8421/1
 12 760 руб.



Размер 2
 Артикул: 8471/1
 13 970 руб.

*входит в базовую комплектацию

Ремни для разведения ног

Размер 1
 Артикул: 6614/6
 13 760 руб.

Размер 2
 Артикул: 6714/6
 14 500 руб.



Нагрудный ремень-бабочка, широкий

Размер S
 Артикул: 6616/6
 13 760 руб.



Размер M
 Артикул: 6617/6
 13 760 руб.

Размер L
 Артикул: 6717/6
 14 500 руб.

Butterfly/chest harness	size S	size M	size L
Item code	6616/6	6617/6	6717/6
A	18.5 cm / 7.3"	25 cm / 9.8"	25.5 cm / 10"
B	30 cm / 11.8"	33.5 cm / 13.2"	45 cm / 17.7"
C	16 cm / 6.3"	18.5 cm / 7.3"	23 cm / 9.1"
D	14 cm / 5.5"	17 cm / 6.7"	22 cm / 8.7"
E	11.5 cm / 4.5"	10.5 cm / 4.1"	11.5 cm / 4.5"
F	18 cm / 7.1"	21.5 cm / 8.5"	25 cm / 9.8"

Нагрудный ремень-бабочка, узкий

Размер S
 Артикул: 6385/3
 16 910 руб.



Размер M
 Артикул: 6585/3
 17 640 руб.

Butterfly/chest harness, flexible	size S	size M
Item code	6385/3	6585/3
A	12 cm / 4.7"	18 cm / 7.1"
B	21 cm / 8.3"	33 cm / 13"
C	11.5 cm / 4.5"	15 cm / 5.9"
D	9.5 cm / 3.7"	18 cm / 7.1"
E	6 cm / 2.4"	10 cm / 3.9"
F	21 cm / 8.3"	27 cm / 10.6"

H-образный ремень с накладкой

Размер 1, 2
 Артикул: 6629/5
 10 080 руб.



H-belt, padded	size 1	size 2
Item code	6629/7	6629/7
Size Shoulder pads (w x l)	5 x 15 cm / 2 x 5.9"	5 x 15 cm / 2 x 5.9"
Shoulder belt length	60 cm / 23.6"	60 cm / 23.6"
Pelvis belt length	40 cm / 15.7"	40 cm / 15.7"
Color	black	black

Нагрудный жилет

Размер S
 Артикул: 6631/51
 14 700 руб.



Размер M
 Артикул: 6632/51
 14 700 руб.

Размер L
 Артикул: 6731/51
 15 960 руб.

Seat waistcoat	size S	size M	size L
Item code	6631/6	6632/6	6731/6
Upholstered surface (w x l)	33 x 30 cm 13 x 11.8"	38 x 35 cm 15 x 13.8"	44 x 41 cm 17.3 x 16.1"
Belt length, top	65 cm / 25.6"	65 cm / 25.6"	65 cm / 25.6"
Color	black	black	black

Дополнительная обивка

красный



Размер 1
Артикул: 6247

20 220 руб.

серый



Размер 1
Артикул: 6245

20 220 руб.


зеленый



Размер 1
Артикул: 6249

20 220 руб.

синий



Размер 1
Артикул: 6248

20 220 руб.

розовый



Размер 1
Артикул: 6246

20 220 руб.

Размер 2
Артикул: 6447

23 580 руб.

Размер 2
Артикул: 6445

23 580 руб.

Размер 2
Артикул: 6449

23 580 руб.

Размер 2
Артикул: 6448

23 580 руб.

Размер 2
Артикул: 6446

23 580 руб.

Примечания:

Итого: руб.