

НОВЫЙ



EASyS Modular S

Больше свободы передвижения
для активного дня


Thomashilfen

Больше поддержки головы, больше комфорта.

Это **НОВЫЙ**...

Идеальный выбор для детей, которым требуется дополнительная поддержка положения в сочетании с максимальной свободой движений. Короткая спинка и регулируемый в нескольких плоскостях подголовник обеспечивают идеальную адаптацию и поддержку для активных детей. Широкий выбор регулировок для оптимальной посадки, позиционирования и комфорта при движении — основа для участия в повседневной жизни.

Небольшие регулируемые по высоте и глубине подлокотники расположены близко к телу ребенка, для расслабленного сидения

Многомерный регулируемый подголовник для оптимальной адаптации и поддержки (четыре варианта)

Выбирайте между 4 видами **ПОДГОЛОВНИКОВ**:



ПОДДЕРЖКА ШЕИ:
Поддерживает чувствительные область шеи



ОБОЛОЧКА:
Обеспечивает максимальную поддержку для всей головы



РЕГУЛИРУЕМЫЙ:
Обе стороны регулируются для индивидуального позиционирования




АДАПТЕР:
Вариант для подголовник на заказ

Один рычаг разблокировки на трубах подголовника используется для:

- наклон сиденья в пространстве
- разделение сиденья с базы



Регулировки обеспечивают идеальную поддержку головы для детей, одновременно способствуя анатомически правильное положение головы и сидения.



Короткая спинка и отдельный подголовник обеспечивают свободу движений туловища и верхних конечностей. Дети сидят в устойчивом положении, принимая участие в происходящем вокруг них.



Продуманная эргономика позволяет адаптировать его по мере роста ребёнка. Все необходимые терапевтические настройки можно выполнить без труда и инструментов.



Мягкая подвеска поглощает вибрации и обеспечивает плавный ход без ущерба для рулевого управления

Под сиденьем доступно гораздо больше места для хранения:

- моющаяся корзина (в комплекте)
- вентиляционный поддон для медицинских целей устройства (опционально)



Простая сборка сиденья и быстрая смена направления взгляда — без инструментов:

- лицом вперед
- лицом назад

Положение отдыха под углом 140° обеспечивает комфорт и расслабление позвоночника ребенка.



EASyS Modular S

Больше свободы движений для активного дня

Thomashilfen

Шасси и аксессуары (выбор)



Q Шасси:
для детского сада, школы
и дома с
удобной регулировкой
высоты и наклона
сиденья в пространстве



Удобная пластина
для медицинских
приборов, например,
кислородных баллонов
или аспирационного
оборудования



Гибкие боковые опоры и
4-точечный тазовый ремень
для позиционирования
верхней части тела и таза



Поручень и гибкая система
ремней безопасности
«бабочка»/грудная обвязка
обеспечивают удобное и
надёжное положение
верхней части тела



Удобный спальный мешок
с мягкой внутренней
подкладкой или с тканым
мехом для холодных дней



Абдуктор для направления
бёдер и мягкий H-образный
ремень для поддержки
верхней части тела.



Выбирайте между 5
стильными вариантами
обивки мягких подушек.

**Полный обзор всех реабилитационных
принадлежностей вы найдете в бланке
заказа.**

Технические данные(сиденье)	EASys Modular S 1	EASys Modular S 2
Глубина сиденья	19 - 30 см	27 - 38 см
Ширина сиденья	19 - 26 см	27 - 35 см
Высота сиденья	47 см	46 см
Высота спинки	28 - 42 см	34 - 53 см
Длина голени	18,5 - 30,5 см	18,5 - 37 см
Угол в тазобедренном суставе	90° - 140°	90° - 140°
Угол колена	90° - 180°	90° - 180°
Угол наклона стопы	78° - 100°	78° - 100°
Диапазон поворота сиденья	180°	180°
Размер бедра(шхв)	23 x 12 см	29 x 11 см
Размер подставки для ног (дхш)	28 x 18 см	32 x 21 см
Масса сиденья	8,8 кг	11 кг
Макс. вес пользователя(сиденье)	35 кг	40 кг

Технические данные	шасси A1	Шасси A2
Наклон сиденья направление движения	- от 10° до +35°	- от 10° до +35°
Наклон сиденья лицом к лицу	от 0° до +35°	от 0° до +35°
Высота толкателя	71,5 - 117 см	71,5 - 117 см
Размер колес (передние)	18 см	18 см
Размер колес (задние)	25 см	25 см
Масса шасси	9,8 кг	10,9 кг
Макс. грузоподъемность корзины	5 кг	5 кг
Макс. грузоподъемность	50 кг	55 кг

Технические данные	EASys Modular S 1	EASys Modular S 2
Габаритные размеры (дхшхв)	99,5 x 59,5 x 114 см	107 x 69 x 120 см
Размеры в сложенном виде (дхшхв)	85 x 59,5 x 60 см	81 x 69 x 69 см