

Ф.И.О. ребенка:

Тел./Адрес доставки:

Примечания:

## БЛАНК ЗАКАЗА Modular S

### Сиденье EASyS Modular S + комнатная рама Q (Hi-Low)

Размер 1

Артикул: 6210/1 + 6666/6

**396 350 руб.**

Размер 2

Артикул: 6410/1 + 6666/6

**418 400 руб.**



Особенности:





Регулировка угла наклона рамы от -7 до +31°



Ножные педали для регулировки угла наклона и высоты



Регулировка высоты рамы от 29 до 69 см



Рама адаптируется под 1 и 2 размер

## Кресло EASyS Modular S

Технические характеристики:

EASyS Modular	размер 1	размер 2
Глубина сиденья	16 - 30.5 см	24 - 38 см
Ширина сиденья	19 - 28 см	25 - 34.5 см
Высота спинки	26 - 42 см	32 - 52 см
Длина голени	17.5 - 30 см	22 - 36.5 см
Угол бедра	90° - 140°	90° - 140°
Угол колена	90° - 180°	90° - 180°
Угол стопы	78° - 100°	78° - 100°
Высота сиденья	29 - 69 см	29 - 69 см
Наклона сиденья (по напр. движ-я)	от -7° до +31°	от -7° до +31°
Направляющая для бедер (Ш x В)	21 x 10 см	29 x 12 см
Размер подножки (Ш x Г)	29 x 18 см	33 x 21 см
Вес сиденья	8.8 кг	11 кг
Вес пользователя max	35 кг	40 кг



Базовая комплектация:

- подголовник, регулируемый
- абдуктор
- держатели стоп
- поручень
- боковые поддержки
- 4-точечный тазовый ремень
- рама Q (hi-low)
- адаптер к раме Q



\*выберите нужный Вам цвет обивки



красный



серый



зеленый



синий



розовый

**Комнатная рама Q (Hi - Low)**

Технические характеристики:

EASyS Advantage

Наклон сиденья	от -7° до + 31°
Высота сиденья	29 - 69 см
Размер колес (передние)	100 мм
Размер колес (задние с тормозом)	100 мм
Габариты (Ш x В x Д)	54 x 59 x 73 см
Вес (без сиденья)	13.5 кг
Вместимость max	50 кг



**Адаптер для шасси Q**

\*небходим в сочетании с шасси Advantage Q

**Толкатель для шасси Q**

Размер 1

Артикул: 6660/1

45 000 руб.



**Подголовник, оболочка**

Размер 1,2

Артикул: 6261/1

39 800 руб.



**Подголовник, опора для шеи**

Размер 1,2

Артикул: 6262/1

39 800 руб.



**Подголовник, регулируемый**

Размер 1, 2

Артикул: 6267

48 670 руб.



\*входит в базовую комплектацию

Абдуктор

Размер 1  
 Артикул: 6620/6  
 16 860 руб.

Размер 2  
 Артикул: 6720/6  
 17 500 руб.



\*входит в базовую комплектацию

Обивка для держателя рамы подножки

Размер 1  
 Артикул: 6230  
 2 800 руб.



Поручень

Размер 1  
 Артикул: 6621/5  
 10 100 руб.

Размер 2  
 Артикул: 6721/5  
 12 030 руб.



\*входит в базовую комплектацию

Боковые поддержки с ремнем

Размер 1, 2  
 Артикул: 6633/2  
 35 805 руб.



Боковые поддержки

Размер 1  
 Артикул: 6634/6  
 30 030 руб.

Размер 2  
 Артикул: 6734/6  
 30 930 руб.



\*входит в базовую комплектацию

Столик, черный

Размер 1, 2  
 Артикул: 6650  
 19 900 руб.



Столик, прозрачный

Размер 1  
 Артикул: 6628/1  
 45 940 руб.

Размер 2  
 Артикул: 6728/1  
 48 100 руб.





Держатели стоп

Артикул: 6648/2  
7 350 руб.



\* входит в базовую комплектацию

Накладка для голени

Артикул: 6635/5  
6 460 руб.



2-точечный тазовый ремень

Размер 1  
Артикул: 8420/1  
9 560 руб.

Размер 2  
Артикул: 8470/1  
13 760 руб.



4-точечный тазовый ремень

Размер 1  
Артикул: 8421/1  
12 760 руб.

Размер 2  
Артикул: 8471/1  
13 970 руб.



\*входит в базовую комплектацию

Ремни для разведения ног

Размер 1  
Артикул: 6614/6  
13 760 руб.

Размер 2  
Артикул: 6714/6  
14 500 руб.



### Нагрудный ремень-бабочка, широкий

Размер S  
 Артикул: 6616/6  
 13 760 руб.



Размер M  
 Артикул: 6617/6  
 13 760 руб.

Размер L  
 Артикул: 6717/6  
 14 500 руб.

Butterfly/chest harness	size S	size M	size L
Item code	6616/6	6617/6	6717/6
A	18.5 cm / 7.3"	25 cm / 9.8"	25.5 cm / 10"
B	30 cm / 11.8"	33.5 cm / 13.2"	45 cm / 17.7"
C	16 cm / 6.3"	18.5 cm / 7.3"	23 cm / 9.1"
D	14 cm / 5.5"	17 cm / 6.7"	22 cm / 8.7"
E	11.5 cm / 4.5"	10.5 cm / 4.1"	11.5 cm / 4.5"
F	18 cm / 7.1"	21.5 cm / 8.5"	25 cm / 9.8"

### Нагрудный ремень-бабочка, узкий

Размер S  
 Артикул: 6385/3  
 16 910 руб.



Размер M  
 Артикул: 6585/3  
 17 640 руб.

Butterfly/chest harness, flexible	size S	size M
Item code	6385/3	6585/3
A	12 cm / 4.7"	18 cm / 7.1"
B	21 cm / 8.3"	33 cm / 13"
C	11.5 cm / 4.5"	15 cm / 5.9"
D	9.5 cm / 3.7"	18 cm / 7.1"
E	6 cm / 2.4"	10 cm / 3.9"
F	21 cm / 8.3"	27 cm / 10.6"

### H-образный ремень с накладкой

Размер 1, 2  
 Артикул: 6629/5  
 10 080 руб.



H-belt, padded	size 1	size 2
Item code	6629/7	6629/7
Size Shoulder pads (w x l)	5 x 15 cm / 2 x 5.9"	5 x 15 cm / 2 x 5.9"
Shoulder belt length	60 cm / 23.6"	60 cm / 23.6"
Pelvis belt length	40 cm / 15.7"	40 cm / 15.7"
Color	black	black

### Нагрудный жилет

Размер S Артикул:  
 6631/51  
 14 700 руб.



Размер M  
 Артикул: 6632/51  
 14 700 руб.

Размер L  
 Артикул: 6731/51  
 15 960 руб.

Seat waistcoat	size S	size M	size L
Item code	6631/6	6632/6	6731/6
Upholstered surface (w x l)	33 x 30 cm	38 x 35 cm	44 x 41 cm
	13 x 11.8"	15 x 13.8"	17.3 x 16.1"
Belt length, top	65 cm / 25.6"	65 cm / 25.6"	65 cm / 25.6"
Color	black	black	black

Дополнительная обивка

красный



Размер 1  
Артикул: 6242

20 220 руб.

Размер 2  
Артикул: 6442

23 580 руб.

серый



Размер 1  
Артикул: 6240

20 220 руб.

Размер 2  
Артикул: 6440

23 580 руб.

зеленый




Размер 1  
Артикул: 6244

20 220 руб.

Размер 2  
Артикул: 6444

23 580 руб.

синий



Размер 1  
Артикул: 6243

20 220 руб.

Размер 2  
Артикул: 6443

23 580 руб.

розовый



Размер 1  
Артикул: 6241

20 220 руб.

Размер 2  
Артикул: 6441

23 580 руб.

Примечания:

Итого: руб.

## Модификация с прогулочным шасси

### Шасси Advantage A

Размер 1  
 Артикул: 6202/3  
**222 230 руб.**

Размер 2  
 Артикул: 6402/ 3  
**228 060 руб.**



#### Технические характеристики:

EASyS Advantage	размер 1	размер 2
Высота ручки	71,5 - 117 см	71,5 - 117 см
Габариты (Д x Ш x В) только шасси	99,5 x 59,5 x 96 см	107 x 69 x 108 см
Габариты (Д x Ш x В) в сложенном виде	81 x 59,5 x 38 см	81 x 69 x 38 см
Габариты (Д x Ш x В) с сиденьем	99,5 x 59,5 x 114 см	107 x 69 x 120 см
Габариты (Д x Ш x В) в сложенном виде	82 x 59,5 x 42,5 см	86 x 69 x 55 см
Размер колес поворотных (передние)	18 см	18 см
Размер колес ( задние)	25 см	25 см
Вес (без сиденья)	9.8 кг	10.9 кг
Вместимость корзины max	5 кг	5 кг
Вместимость max (с сиденьем)	50 кг	55 кг

## Аксессуары для прогулочного шасси

### Накладки на раму

Размер 1  
 Артикул: 6622/6  
**11 030 руб.**





**Зимний мешок**

Размер 1  
 Артикул: 6618/5  
 37 400 руб.

Размер 2  
 Артикул: 6718/5  
 39 800 руб.



**Дождевик, прозрачный**

Размер 1  
 Артикул: 6739  
 14 700 руб.



**Навес с мешком для ног, прозрачный**

Размер 1  
 Артикул: 6638/1  
 24 840 руб.



\*только в сочетании с солнцезащитным и дождевым козырьком

**Навес с мешком для ног**

Размер 1  
 Артикул: 6637/6  
 44 730 руб.



**Навес**

Размер 1  
 Артикул: 6637/61  
 28 670 руб.



**Зонтик**

Размер 1  
 Артикул: 6594/2  
 10 710 руб.



**Сумка для аксессуаров**

Размер 1  
 Артикул: 6639/41  
 7 980 руб.



Корзина

Размер 1  
 Артикул: 6294/1  
 30 030 руб.

Размер 2  
 Артикул: 6494/1  
 31 870 руб.

\*для шасси Advantage A



Vent tray	size 1	size 2
Item code	6294/1	6494/1
Size (w x h x l)	38 x 3 x 39 cm	43 x 3 x 39 cm
	15 x 1.2 x 15.4"	16.9 x 1.2 x 15.4"

Комплект пневматических колес

Размер 1  
 Артикул: 6647/1  
 47 460 руб.



\*для шасси Advantage A

Опрокидыватель

Размер 1  
 Артикул: 6750/2  
 7 050 руб.



Примечания:

Итого: руб.

Суммарно модификация *комнатная + прогулочная*

Итого: руб.